

Dávkovač tekutého mýdla

- pro ekonomický výdej tekutého mýdla (stisknutí tlačítka = jedna mycí dávka)
- objem: 1000 ml
- materiál: ABS plast
- průhledná část pro snadnou kontrolu náplně
- omyvatelný povrch
- vhodný k zavěšení na zeď (montážní materiál je součástí balení)
- uzamykatelný (součástí balení je 1 klíč)
- rozměry: 128 x 112 x 201 mm
- **informace k dodávce:** součástí dodávky dávkovače **není** tekuté mýdlo



Dávkovač tekutého mýdla

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 122 581	Dávkovač tekutého mýdla	4-6 týdnů	878 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.