

DÁVKOVAČE HIRSCHMANN

VERKON > Dávkování a titrace > Dávkovače > Dávkovače Hirschmann

Dávkovač EM PP s nastavitelným objemem, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Dávkovač EM se skleněným pístem se používá pro manuální dávkování činidel přímo ze zásobní láhve. Je k dispozici ve dvou objemech.

Základní charakteristika dávkovačů EM:

- jednoduché a rychlé nastavení objemu (přehledná stupnice s krokovým nastavením)
- přesnost nastavení objemu 0,6 %, směrodatná odchylka 0,2 %
- průtokový systém z PP, válec i píst z borosilikátového skla, závit A32
- vhodné pro dávkování vodných roztoků a některých organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové
- autoklávatelné při 121 °C
- **informace k dodávce:** dávkovače jsou dodávány včetně 3 závitových adaptérů (A28, S40, A45); součástí dodávky **není zásobní láhev**



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 709 340 200	Dávkovač EM PP	2 – 10	0,25	4-6 týdnů	6 700 Kč
396 709 360 200	Dávkovač EM PP	10 – 60	1	2-3 týdny	9 675 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-EM-PP-EN.pdf

Dávkovač Ceramus classic s nastavitelným objemem, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Ceramus classic se používá pro manuální dávkování činidel přímo ze zásobní láhve. Je k dispozici v šesti různých objemech.

Základní charakteristika dávkovačů Ceramus classic:

- jednoduché a rychlé nastavení objemu (přehledná stupnice s krokovým nastavením, digitální aretace zvoleného objemu)
- přesnost nastavení objemu 0,6 %, směrodatná odchylka 0,2 %
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů, válec z borosilikátového skla, píst z vysoce čisté oxidové keramiky (Al_2O_3)
- vhodné pro dávkování vodných roztoků, kyselin a organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové



- autoklávovatelné při 121 °C (bez nutnosti rozebrání)
- **informace k dodávce:** dávkovače jsou dodávány včetně 3 závitových adaptérů (A28, S40, A45); součástí dodávky **není zásobní láhev**

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 709 310 000	Ceramus classic	0,2 – 1,0	0,05	4-6 týdnů	9 050 Kč
396 709 320 000	Ceramus classic	0,4 – 2,0	0,05	2-3 týdny	9 050 Kč
396 709 330 000	Ceramus classic	1,0 – 5,0	0,1	2-3 týdny	9 050 Kč
396 709 340 000	Ceramus classic	2,0 – 10,0	0,25	4-6 týdnů	9 050 Kč
396 709 350 000	Ceramus classic	5,0 – 30,0	0,5	2-3 týdny	11 900 Kč
396 709 360 000	Ceramus classic	10,0 – 60,0	1	2-3 týdny	13 025 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-Classic-EN.pdf

Dávkovač Ceramus HF, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Ceramus HF je díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové. Objem je nastavitelný pomocí otočného kolečka.

Základní charakteristika dávkovače Ceramus HF:

- nastavitelný objem od 2 do 10 ml
- otočná dávkovací hlavice, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů
- válec, píst, sedla ventilů a kuličky z vysoce kvalitní keramiky (Al_2O_3), pružiny ventilů z platiny a iridia
- recirkulační ventil pro odvětrání
- autoklávovatelný při 121 °C
- vhodný i pro agresivní látky a kyselinu fluorovodíkovou
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou závitové adaptéry A32, S40 a A38; součástí dodávky **není** zásobní láhev



 K dávkovači lze objednat i náhradní díly a příslušenství – vstřikovací a nasávací ventil, závitový adaptér, montážní klíč, spirálový vstřikovač, vstřikovač s luer-lock zakončením, nasávací hadičku s převlečnou maticí, recirkulační hadičku, láhev s uzávěrem, stojan na láhev. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 709 342 300	Dávkovač Ceramus HF	2 – 10	0,25	4-6 týdnů	27 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-HF-EN.pdf