

DÁVKOVAČE WITEG

VERKON > Dávkování a titrace > Dávkovače > Dávkovače Witeg

Dávkovač MINISPENSOR, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Řada MINISPENSOR nabízí dávkovače malých objemů. Tyto dávkovače nabízí ekonomické pipetování bez nutnosti použití špiček a umožňují jednodušší práci než je práce s pipetou. Vyberete požadovaný objem, stisknete tlačítko a je hotovo.



- pro dávkování dvou fixních objemů
- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- stahovací píst zabraňující krystalizaci kapalin
- snadné ovládání jednou rukou
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- vhodný pro skladování v chladničkách
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů GL 28 a GL 32, zásobní láhev o objemu 100 ml a prvotní ověření od výrobce

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Odchylka [μ]	Barva	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 371 101	50 a 100	±1,5	≤0,3	žlutá	28	2-3 týdny	7 191 Kč
160 500 371 525	250 a 500	±5,0	≤1,0	červená	28	2-3 týdny	6 802 Kč
160 500 371 950	500 a 1000	±6,0	≤2,0	modrá	28	2-3 týdny	6 802 Kč
160 500 371 990	1000 a 2000	±12,0	≤4,0	zelená	28	2-3 týdny	6 802 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 377 032	Redukce závitů A 32/A 28	2-3 týdny	447 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Minispensor-EN.pdf

Dávkořač LABMAX eco, Witeř

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeř

Ekonomické dávkovače LABMAX eco jsou vhodné pro pohodlné dávkování kapalin (bez systému plně automatického odvzdušnění).

- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- otočná dávkovací hlavice pro větší bezpečnost práce
- píst PTFE s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- přesnost dle požadavků DIN EN ISO 8655
- široká nabídka volitelného [přislušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40; pro objemy 250,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, A38, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 001	0,25 - 2,5	0,05	0,002	32/33	2-3 týdny	6 708 Kč
160 500 370 002	0,5 - 5,0	0,10	0,005	32/33	1-2 týdny	6 708 Kč
160 500 370 003	1,0 - 10,0	0,20	0,010	32/33	1-2 týdny	6 708 Kč
160 500 370 004	2,5 - 25,0	0,50	0,025	45	1-2 týdny	9 043 Kč
160 500 370 005	5,0 - 50,0	1,00	0,050	45	1-2 týdny	9 586 Kč
160 500 370 006	10,0 - 100,0	2,00	0,100	45	1-2 týdny	12 174 Kč
160 500 370 007	25,0 - 250,0	5,00	0,250	45	1-2 týdny	34 952 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeř-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-eco-EN.pdf

Dávkořač LABMAX premium, Witeř

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeř

Dávkovač LABMAX premium vyniká vysokou přesností a reprodukovatelností v kombinaci s vylepšenou konstrukcí, snadným dávkováním a nulovou ztrátou kapaliny v celém dávkovacím okruhu. Vykazuje odolnost vůči většině kyselin a zásad, je vhodný i pro většinu rozpouštědel.




- rychlé a přesné nastavení objemu
- snadné dávkování
- systém plně automatického odzdušnění „Air-purging“
- otočná dávkovací hlavice (360°)
- vestavěný rekalibrační mechanismus (rekalibrační matice pro snadnou recalibraci dávkovače)
- otočná kanyla se 3 režimy (dávkování, čištění, klidová pozice) - vše bez ztráty kapaliny
- 0% ztráta kapaliny v celém dávkovacím okruhu
- píst PTFE s těsněním Viton
- robustní, stabilní konstrukce s dlouhou životností
- jednoduchá manipulace a snadné čištění (šroubovací uzávěr pro úplnou demontáž a snadné vyčištění pístu i válce)
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 901	0,25 - 2,5	0,05	±0,012	0,002	32	2-3 týdny	8 215 Kč
160 500 370 902	0,5 - 5,0	0,10	±0,03	0,005	32	2-3 týdny	8 215 Kč
160 500 370 903	1,0 - 10,0	0,20	±0,06	0,010	32	1-2 týdny	8 215 Kč
160 500 370 904	2,5 - 25,0	0,50	±0,15	0,025	45	1-2 týdny	11 224 Kč
160 500 370 905	5,0 - 50,0	1,00	±0,30	0,050	45	2-3 týdny	12 190 Kč
160 500 370 906	10,0 - 100,0	2,00	±0,50	0,100	45	2-3 týdny	16 334 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-premium-EN.pdf](#)

Dávkovač LABMAX airless HF, Witeg

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Tato řada dávkovačů nabízí systém plně automatického odvzdušnění „Air-purging“ a vykazuje vyšší odolnost proti poškození při každodenním používání v laboratoři. Dávkovače je možné použít i pro kyselinu fluorovodíkovou.



- odolnost vůči většině zásad a kyselin
- **vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (HF)**
- píšť PTFE + platina/iridium s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- otočná dávkovací hlavice
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [ml]	Odchyłka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 823	1,0 - 10,0	0,20	±0,06	0,010	32	4-6 týdnů	19 581 Kč
160 500 370 824	2,5 - 25,0	0,50	±0,15	0,025	45	4-6 týdnů	26 478 Kč
160 500 370 825	5,0 - 50,0	1,00	±0,30	0,050	45	4-6 týdnů	35 378 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

[Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-airless HF-EN.pdf](#)

Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

- sodnovápenaté tmavé sklo potažené plastem
- tvar čtvercový nebo kulatý
- dvouhrdlá zásobní láhev s postranním tubusem se šroubovým uzávěrem GL 18 (pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače); středový šroubový uzávěr GL 45; materiál sodnovápenaté tmavé sklo



Obj. číslo	Objem [ml]	Závit GL	Rozměry [mm]	Tvar láhve	Dostupnost	Cena / ks
160 500 372 128	100	28	Ø 51 x 100	kulatý	2-3 týdny	124 Kč
160 500 372 101	100	32	50 x 125	čtvercový	Skladem, do 1 týdne	191 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Závit GL	Rozměry [mm]	Tvar láhve	Dostupnost	Cena / ks
160 500 372 025	250	32	65 x 160	čtvercový	1-2 týdny	242 Kč
160 500 372 050	500	32	80 x 195	čtvercový	1-2 týdny	236 Kč
160 500 372 100	1000	45	95 x 230	čtvercový	2-3 týdny	313 Kč
160 500 372 250	2500	45	Ø 140 x 230	kulatý	2-3 týdny	618 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Středový závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 372 300	Dvouhrdlá (postranní tubus pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače)	2000	45	4-6 týdnů	1 749 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 160 500 372 101	Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg, Objem [ml]: 100, Závit GL: 32	Rozbaleno	1 ks	194 Kč 142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev zásobní vhodná pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), Witeg

Materiál: PE Výrobci a značky: Witeg

- úzkohrdlá láhev
- šroubový uzávěr



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 171 001	Zásobní láhev pro HF	10	14	2-3 týdny	10 Kč
160 500 171 002	Zásobní láhev pro HF	20	14	2-3 týdny	11 Kč
160 500 171 003	Zásobní láhev pro HF	30	14	2-3 týdny	11 Kč
160 500 171 004	Zásobní láhev pro HF	50	18	2-3 týdny	17 Kč
160 500 171 005	Zásobní láhev pro HF	100	18	2-3 týdny	20 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 171 007	Zásobní láhev pro HF	250	25	2-3 týdny	33 Kč
160 500 171 008	Zásobní láhev pro HF	500	25	2-3 týdny	38 Kč
160 500 171 009	Zásobní láhev pro HF	1000	28	2-3 týdny	70 Kč
160 500 171 010	Zásobní láhev pro HF	2000	28	2-3 týdny	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pro dávkovače Labmax, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Volitelné příslušenství pro dávkovače Labmax

- redukce závitů (materiál: PP)
- filtry z regenerované celulózy (vhodné zejména pro přípravu HPLC vzorků), nesterilní i sterilní (baleny jednotlivě); zachytávají prach a slouží i jako bakteriální filtr
- náhradní dávkovací hadička (materiál: FEP)
- náhradní výtoková kanyla se skrytou maticí (materiál: FEP/PP)
- stočená výtoková hadice se skrytou maticí (materiál: FEP/PP); v objednávací tabulce je uveden vnitřní a vnější průměr
- zpětný ventil pro dýmové a silně páchnoucí kapaliny a trubici pro dávkování chloridu vápenatého Vám rádi nabídneme na základě poptávky



Redukce závitů

Obj. číslo	Popis	Závit [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
160 500 377 025	Redukce závitů	A25	PP	3-4 týdny	137 Kč
160 500 377 028	Redukce závitů	A28	PP	3-4 týdny	137 Kč
160 500 377 030	Redukce závitů	A30	PP	3-4 týdny	182 Kč
160 500 377 038	Redukce závitů	A38	PP	3-4 týdny	284 Kč
160 500 377 040	Redukce závitů	A40	PP	3-4 týdny	216 Kč
160 500 377 045	Redukce závitů	A45	PP	3-4 týdny	225 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtry pro přípravu HPLC vzorků, membrána z celulózy

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Velikost pórů [μ]	Sterilní	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 508 212 001	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	13	0,2	ne	100	3-4 týdny	2 831 Kč

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Velikost pórů [μ]	Sterilní	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 508 212 002	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,2	ne	100	3-4 týdny	3 397 Kč
160 508 212 003	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	13	0,45	ne	100	3-4 týdny	2 831 Kč
160 508 212 004	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,45	ne	100	3-4 týdny	3 397 Kč
160 508 214 001	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,45	ano	50	3-4 týdny	2 768 Kč
160 508 214 002	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,2	ano	50	3-4 týdny	2 768 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ostatní příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 375 001	Hadička dávkovací pro LABMAX o objemu 25 - 100 ml; Ø 7 x délka 310 mm	3-4 týdny	307 Kč
160 500 375 003	Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 2,5 - 10 ml; délka 80 mm	3-4 týdny	203 Kč
160 500 375 004	Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 25 - 100 ml; délka 120 mm	3-4 týdny	262 Kč
160 500 375 002	Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 2,5 - 10 ml; Ø 2/3 x délka 180 mm	3-4 týdny	819 Kč
160 500 375 012	Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 25 - 100 ml; Ø 4/6 x délka 180 mm	3-4 týdny	1 476 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Spare-parts-accessories-for-bottle-top-dispenser-EN.pdf](#)