

## DÁVKOVAČE WITEG

VERKON > Dávkování a titrace > Dávkovače > Dávkovače Witeg

### Dávkovač LABMAX eco, Witeg

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Ekonomické dávkovače LABMAX eco jsou vhodné pro pohodlné dávkování kapalin (bez systému plně automatického odvzdušnění).

- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- otočná dávkovací hlavice pro větší bezpečnost práce
- píst PTFE s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- přesnost dle požadavků DIN EN ISO 8655
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40; pro objemy 250,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, A38, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není** [zásobní láhev](#) (objednává se samostatně)



| Obj. číslo      | Objem [ml]   | Dělení [ml] | Odchylka [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 370 001 | 0,25 – 2,5   | 0,05        | 0,002         | 32/33    | 2-3 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 002 | 0,5 – 5,0    | 0,10        | 0,005         | 32/33    | 1-2 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 003 | 1,0 – 10,0   | 0,20        | 0,010         | 32/33    | 1-2 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 004 | 2,5 – 25,0   | 0,50        | 0,025         | 45       | 1-2 týdny  | 8 866 Kč  |
| 160 500 370 005 | 5,0 – 50,0   | 1,00        | 0,050         | 45       | 1-2 týdny  | 9 398 Kč  |
| 160 500 370 006 | 10,0 – 100,0 | 2,00        | 0,100         | 45       | 1-2 týdny  | 11 935 Kč |
| 160 500 370 007 | 25,0 – 250,0 | 5,00        | 0,250         | 45       | 1-2 týdny  | 35 637 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-eco-EN.pdf

### Dávkovač LABMAX airless, Witeg

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Tato řada dávkovačů nabízí systém plně automatického odvzdušnění „Air-purging“ a vykazuje vyšší odolnost proti poškození při každodenním používání v laboratoři.



- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- vhodný pro rozpouštědla
- píst s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- snadno se rozebírá a čistí
- otočná dávkovací hlavice
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0 a 50,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Dělení [ml] | Tolerance [ml] | Odchylka [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 370 801 | 0,25 – 2,5 | 0,05        | ±0,012         | 0,002         | 32       | 3-4 týdny  | 8 403 Kč  |
| 160 500 370 802 | 0,5 – 5,0  | 0,10        | ±0,03          | 0,005         | 32       | 3-4 týdny  | 8 403 Kč  |
| 160 500 370 803 | 1,0 – 10,0 | 0,20        | ±0,06          | 0,010         | 32       | 3-4 týdny  | 8 967 Kč  |
| 160 500 370 804 | 2,5 – 25,0 | 0,50        | ±0,15          | 0,025         | 45       | 3-4 týdny  | 12 131 Kč |
| 160 500 370 805 | 5,0 – 50,0 | 1,00        | ±0,30          | 0,050         | 45       | 3-4 týdny  | 13 298 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-airless-EN.pdf

#### Video k produktu

Dávkovač Witeg

## Dávkovač LABMAX airless HF, Witeg

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Tato řada dávkovačů nabízí systém plně automatického odvzdušnění „Air-purging“ a vykazuje vyšší odolnost proti poškození při každodenním používání v laboratoři. Dávkovače je možné použít i pro kyselinu fluorovodíkovou.

- odolnost vůči většině zásad a kyselin
- **vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (HF)**
- píst PTFE + platina/iridium s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- otočná dávkovací hlavice
- jednoduchá manipulace a snadné čištění



■ široká nabídka volitelného [příslušenství](#)

■ **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Dělení [ml] | Tolerance [ml] | Odchylka [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 370 823 | 1,0 – 10,0 | 0,20        | ±0,06          | 0,010         | 32       | 4-6 týdnů  | 19 965 Kč |
| 160 500 370 824 | 2,5 – 25,0 | 0,50        | ±0,15          | 0,025         | 45       | 4-6 týdnů  | 26 997 Kč |
| 160 500 370 825 | 5,0 – 50,0 | 1,00        | ±0,30          | 0,050         | 45       | 4-6 týdnů  | 36 071 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-airless HF-EN.pdf

## Dávkovač LABMAX premium, Witeg

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Dávkovač LABMAX premium vyniká vysokou přesností a reprodukovatelností v kombinaci s vylepšenou konstrukcí, snadným dávkováním a nulovou ztrátou kapaliny v celém dávkovacím okruhu. Vykazuje odolnost vůči většině kyselin a zásad, je vhodný i pro většinu rozpouštědel.

- rychlé a přesné nastavení objemu
- snadné dávkování
- systém plně automatického odvětrání „Air-purging“
- otočná dávkovací hlavička (360°)
- vestavěný rekalibrační mechanismus (rekalibrační matice pro snadnou recalibraci dávkovače)
- otočná kanyla se 3 režimy (dávkování, čištění, klidová pozice) – vše bez ztráty kapaliny
- 0% ztráta kapaliny v celém dávkovacím okruhu
- píst PTFE s těsněním Viton
- robustní, stabilní konstrukce s dlouhou životností
- jednoduchá manipulace a snadné čištění (šroubovací uzávěr pro úplnou demontáž a snadné vyčištění pístu i válce)
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)



| Obj. číslo      | Objem [ml]   | Dělení [ml] | Tolerance [ml] | Odchylka [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 370 901 | 0,25 – 2,5   | 0,05        | ±0,012         | 0,002         | 32       | 2-3 týdny  | 8 376 Kč  |
| 160 500 370 902 | 0,5 – 5,0    | 0,10        | ±0,03          | 0,005         | 32       | 2-3 týdny  | 8 376 Kč  |
| 160 500 370 903 | 1,0 – 10,0   | 0,20        | ±0,06          | 0,010         | 32       | 1-2 týdny  | 8 376 Kč  |
| 160 500 370 904 | 2,5 – 25,0   | 0,50        | ±0,15          | 0,025         | 45       | 1-2 týdny  | 11 444 Kč |
| 160 500 370 905 | 5,0 – 50,0   | 1,00        | ±0,30          | 0,050         | 45       | 2-3 týdny  | 12 429 Kč |
| 160 500 370 906 | 10,0 – 100,0 | 2,00        | ±0,50          | 0,100         | 45       | 2-3 týdny  | 16 654 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-premium-EN.pdf

## Dávkovač MINISPENSOR, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Řada MINISPENSOR nabízí dávkovače malých objemů. Tyto dávkovače nabízí ekonomické pipetování bez nutnosti použití špiček a umožňují jednodušší práci než je práce s pipetou. Vyberete požadovaný objem, stisknete tlačítko a je hotovo.

- pro dávkování dvou fixních objemů
- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- stahovací píst zabráňující krystalizaci kapalin
- snadné ovládání jednou rukou
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- vhodný pro skladování v chladničkách
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů GL 28 a GL 32, zásobní láhev o objemu 100 ml a prvotní ověření od výrobce



| Obj. číslo      | Objem [μl]  | Přesnost [μl] | Odchylka [μ] | Barva   | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------|----------|------------|-----------|
| 160 500 371 101 | 50 a 100    | ±1,5          | ≤0,3         | žlutá   | 28       | 2-3 týdny  | 7 331 Kč  |
| 160 500 371 525 | 250 a 500   | ±5,0          | ≤1,0         | červená | 28       | 2-3 týdny  | 6 936 Kč  |
| 160 500 371 950 | 500 a 1000  | ±6,0          | ≤2,0         | modrá   | 28       | 2-3 týdny  | 6 936 Kč  |
| 160 500 371 990 | 1000 a 2000 | ±12,0         | ≤4,0         | zelená  | 28       | 2-3 týdny  | 6 936 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Příslušenství

| Obj. číslo      | Popis                    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------|
| 160 500 377 032 | Redukce závitů A 32/A 28 | 2-3 týdny  | 456 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Minispensor-EN.pdf

## Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

- sodnovápenaté tmavé sklo potažené plastem
- tvar čtvercový nebo kulatý
- dvouhrdlá zásobní láhev s postranním tubusem se šroubovým uzávěrem GL 18 (pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače); středový šroubový uzávěr GL 45; materiál sodnovápenaté tmavé sklo



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Závit GL | Rozměry [mm] | Tvar láhve | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 160 500 372 128 | 100        | 28       | Ø 51 x 100   | kulatý     | 2-3 týdny  | 126 Kč    |
| 160 500 372 101 | 100        | 32       | 50 x 125     | čtvercový  | Skladem    | 194 Kč    |
| 160 500 372 025 | 250        | 32       | 65 x 160     | čtvercový  | 1-2 týdny  | 247 Kč    |
| 160 500 372 050 | 500        | 32       | 80 x 195     | čtvercový  | 1-2 týdny  | 240 Kč    |
| 160 500 372 100 | 1000       | 45       | 95 x 230     | čtvercový  | 2-3 týdny  | 319 Kč    |
| 160 500 372 250 | 2500       | 45       | Ø 140 x 230  | kulatý     | 2-3 týdny  | 630 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo      | Typ                                                                              | Objem [ml] | Středový závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| 160 500 372 300 | Dvouhrdlá (postranní tubus pro doplnění láhve bez nutnosti odstranění dávkovače) | 2000       | 45                | 4-6 týdnů  | 1 783 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Výprodej

| Obj. číslo          | Název - popis                                                     | Stav      | Dostupnost | Cena / ks                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| OUT 160 500 372 101 | Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg, Objem [ml]: 100, Závit GL: 32 | Rozbaleno | 1 ks       | <del>194 Kč</del><br><b>142 Kč</b> |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Láhev zásobní vhodná pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), Witeg

Materiál: PE

Výrobci a značky: Witeg

- úzkohrdlá láhev
- šroubový uzávěr



| Obj. číslo      | Popis                | Objem [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 171 001 | Zásobní láhev pro HF | 10         | 14       | 2-3 týdny  | 10 Kč     |
| 160 500 171 002 | Zásobní láhev pro HF | 20         | 14       | 2-3 týdny  | 11 Kč     |
| 160 500 171 003 | Zásobní láhev pro HF | 30         | 14       | 2-3 týdny  | 11 Kč     |
| 160 500 171 004 | Zásobní láhev pro HF | 50         | 18       | 2-3 týdny  | 18 Kč     |
| 160 500 171 005 | Zásobní láhev pro HF | 100        | 18       | 2-3 týdny  | 20 Kč     |
| 160 500 171 007 | Zásobní láhev pro HF | 250        | 25       | 2-3 týdny  | 33 Kč     |
| 160 500 171 008 | Zásobní láhev pro HF | 500        | 25       | 2-3 týdny  | 39 Kč     |
| 160 500 171 009 | Zásobní láhev pro HF | 1000       | 28       | 2-3 týdny  | 72 Kč     |
| 160 500 171 010 | Zásobní láhev pro HF | 2000       | 28       | 2-3 týdny  | 114 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Příslušenství pro dávkovače Labmax, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Volitelné příslušenství pro dávkovače Labmax

- redukce závitů (materiál: PP)
- filtry z regenerované celulózy (vhodné zejména pro přípravu HPLC vzorků), nesterilní i sterilní (baleny jednotlivě); zachytávají prach a slouží i jako bakteriální filtr
- náhradní dávkovací hadička (materiál: FEP)
- náhradní výtoková kanyla se skrytou maticí (materiál: FEP/PP)
- stočená výtoková hadice se skrytou maticí (materiál: FEP/PP); v objednávací tabulce je uveden vnitřní a vnější průměr
- zpětný ventil pro dýmavé a silně páchnoucí kapaliny a trubici pro dávkování chloridu vápenatého Vám rádi nabídneme na základě poptávky



### Redukce závitů

| Obj. číslo      | Popis          | Závit [mm] | Materiál | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 377 025 | Redukce závitů | A25        | PP       | 3-4 týdny  | 139 Kč    |
| 160 500 377 028 | Redukce závitů | A28        | PP       | 3-4 týdny  | 139 Kč    |
| 160 500 377 030 | Redukce závitů | A30        | PP       | 3-4 týdny  | 186 Kč    |
| 160 500 377 038 | Redukce závitů | A38        | PP       | 3-4 týdny  | 290 Kč    |
| 160 500 377 040 | Redukce závitů | A40        | PP       | 3-4 týdny  | 220 Kč    |
| 160 500 377 045 | Redukce závitů | A45        | PP       | 3-4 týdny  | 229 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Filtry pro přípravu HPLC vzorků, membrána z celulózy

| Obj. číslo      | Popis                          | Průměr [mm] | Velikost pórů [μ] | Sterilní | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 160 508 212 001 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 13          | 0,2               | ne       | 100         | 3-4 týdny  | 2 886 Kč    |
| 160 508 212 002 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 30          | 0,2               | ne       | 100         | 3-4 týdny  | 3 463 Kč    |
| 160 508 212 003 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 13          | 0,45              | ne       | 100         | 3-4 týdny  | 2 886 Kč    |
| 160 508 212 004 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 30          | 0,45              | ne       | 100         | 3-4 týdny  | 3 463 Kč    |
| 160 508 214 001 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 30          | 0,45              | ano      | 50          | 3-4 týdny  | 2 822 Kč    |
| 160 508 214 002 | Filtr pro přípravu HPLC vzorků | 30          | 0,2               | ano      | 50          | 3-4 týdny  | 2 822 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Ostatní příslušenství

| Obj. číslo      | Popis                                                                                    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 160 500 375 001 | Hadička dávkovací pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; Ø 7 x délka 310 mm                    | 3-4 týdny  | 313 Kč    |
| 160 500 375 003 | Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 2,5 – 10 ml; délka 80 mm  | 3-4 týdny  | 207 Kč    |
| 160 500 375 004 | Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; délka 120 mm | 3-4 týdny  | 267 Kč    |

| Obj. číslo      | Popis                                                                                   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 160 500 375 002 | Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 2,5 – 10 ml; Ø 2/3 x délka 180 mm | 3-4 týdny  | 835 Kč    |
| 160 500 375 012 | Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; Ø 4/6 x délka 180 mm | 3-4 týdny  | 1 505 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Spare-parts-accessories-for-bottle-top-dispenser-EN.pdf