

## DĚLENÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Dělené

### Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti B, úplný výtok

Materiál: Sodnodraselné sklo

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ml
- různé dělení
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 835



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).

#### Dělené pipety třídy přesnosti B, dle ISO 835

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 026 312	0,5	0,01	2x žlutý	1-2 týdny	37 Kč
632 434 026 714	1	0,1	Červený	Skladem, do 1 týdne	37 Kč
632 434 026 314	1	0,01	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	37 Kč
632 434 026 716	2	0,1	Zelený	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 434 026 516	2	0,02	Černý	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 434 026 718	5	0,1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 026 618	5	0,05	Červený	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 026 719	10	0,1	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	52 Kč
632 434 026 723	25	0,1	Bílý	Skladem, do 1 týdne	177 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Dělené pipety třídy přesnosti B, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 026 316	2	0,01	2x bílý	4-6 týdnů	41 Kč
632 434 026 721	20	0,1	2x žlutý	Skladem, do 1 týdne	177 Kč
632 434 026 725	50	0,1	2x oranžový	1-2 týdny	274 Kč
632 434 026 825	50	0,2	Černý	1-2 týdny	252 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 026 830	100	0,2	Červený	1-2 týdny	413 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, úplný výtok

Materiál: Sodnodraselné sklo Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 0,1; 0,2; 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 25 a 50 ml
- různé dělení
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- dle ISO 835



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).

### Dělené pipety třídy přesnosti AS, dle ISO 835

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 308	0,1	0,01	Bílý	4-6 týdnů	46 Kč
632 434 116 310	0,2	0,01	Černý	4-6 týdnů	53 Kč
632 434 116 312	0,5	0,01	2x žlutý	1-2 týdny	52 Kč
632 434 116 714	1	0,1	Červený	1-2 týdny	53 Kč
632 434 116 314	1	0,01	Žlutý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 116 716	2	0,1	Zelený	Skladem, do 1 týdne	54 Kč
632 434 116 516	2	0,02	Černý	Skladem, do 1 týdne	47 Kč
632 434 116 718	5	0,1	Modrý	Skladem, do 1 týdne	63 Kč
632 434 116 618	5	0,05	Červený	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
632 434 116 719	10	0,1	Oranžový	Skladem, do 1 týdne	58 Kč
632 434 116 723	25	0,1	Bílý	Skladem, do 1 týdne	160 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Dělené pipety třídy přesnosti AS, mimo normu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 316	2	0,01	2x bílý	1-2 týdny	54 Kč
632 434 116 722	20	0,1	2x žlutý	1-2 týdny	207 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 725	50	0,1	2x oranžový	1-2 týdny	286 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, úplný výtok, ověřená

Materiál: Sodnodraselné sklo      Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10 a 25 ml
- úplný výtok
- barevné značení pro snadné rozlišení objemů
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 835

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#), [láhve](#) a [magnetické míchačky](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
632 434 116 901	1	0,01	Žlutý	Delší termín	338 Kč
632 434 116 902	2	0,02	Černý	Delší termín	338 Kč
632 434 116 905	5	0,05	Červený	Delší termín	394 Kč
632 434 116 910	10	0,1	Oranžový	Delší termín	408 Kč
632 434 116 925	25	0,1	Bílý	Delší termín	812 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipeta dělená, mikrobiologická

Materiál: Sodnodraselné sklo      Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 5, 10 a 25 ml
- široká špička
- vhodná pro sérologii

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [stojany](#) a [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#), [míchací tyčinky](#) a [láhve](#).



<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Dělení [ml]</b>	<b>Průměr špičky [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 434 050 314	1	0,01	2	1-2 týdny	52 Kč
632 434 050 516	2	0,02	2	1-2 týdny	55 Kč
632 434 050 618	5	0,05	3	1-2 týdny	68 Kč
632 434 050 719	10	0,1	4,5	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
632 434 050 723	25	0,1	4,5	1-2 týdny	170 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*