

## Deska TLC ALUGRAM

Výrobci a značky: Macherey-Nagel

- 2 typy:
  - **SIL G** bez fluorescenčního indikátoru
  - **SIL G UV 254** s fluorescenčním indikátorem
- různé rozměry
- nosič: hliníková fólie, tloušťka cca 0,15 mm
- stacionární fáze: silikagel Silica 60 (střední velikost pórů 60A, velikost částic 5 - 17 μm, tloušťka vrstvy 0,20 mm)
- teplotní stabilita: vysoká
- odolnost vůči rozpouštědlům: vysoká
- odolnost vůči anorganickým kyselinám a koncentrovanému amoniaku: nízká
- oblast použití: standardní aplikace TLC, normální fáze (NP), aflatoxiny, alkaloidy, aminy, aminokyseliny, analgetika, antibiotika, hormony, patulin, steroidy, sladidla, vitamíny



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [odměrné válce](#), [lahvičky s rozprašovačem](#), [nerezové nůžky](#) a [chromatografické komory](#).

### Desky TLC ALUGRAM

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 030	SIL G	5 x 7,5	Ne	20	3-4 týdny	683 Kč
150 330 818 161	SIL G	5 x 10	Ne	50	3-4 týdny	1 568 Kč
150 330 818 032	SIL G	5 x 20	Ne	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 818 163	SIL G	10 x 20	Ne	20	3-4 týdny	1 813 Kč
150 330 818 033	SIL G	20 x 20	Ne	25	3-4 týdny	3 800 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Desky TLC ALUGRAM s fluorescenčním indikátorem

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 129	SIL G UV 254	2,5 x 7,5	Ano	200	3-4 týdny	3 825 Kč
150 330 818 131	SIL G UV 254	4 x 8	Ano	50	3-4 týdny	1 030 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Rozměr desky [cm]</b>	<b>Fluorescenční indikátor</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
150 330 818 130	SIL G UV 254	5 x 7,5	Ano	20	3-4 týdny	683 Kč
150 330 818 160	SIL G UV 254	5 x 10	Ano	50	3-4 týdny	1 568 Kč
150 330 818 132	SIL G UV 254	5 x 20	Ano	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 818 162	SIL G UV 254	10 x 20	Ano	20	3-4 týdny	1 813 Kč
150 330 818 133	SIL G UV 254	20 x 20	Ano	25	3-4 týdny	3 800 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*