

Deska TLC ALUGRAM, Typ: SIL G, Rozměr desky [cm]: 10 x 20, Fluorescenční indikátor: Ne, Balení [ks]: 20

Výrobci a značky: Macherey-Nagel

- 2 typy: SIL G bez fluorescenčního indikátoru nebo SIL G UV 254 s fluorescenčním indikátorem
- různé rozměry
- nosič: hliníková fólie, tloušťka cca 0,15 mm
- stacionární fáze: silikagel Silica 60 (střední velikost pórů 60A, velikost částic 5 - 17 µm, tloušťka vrstvy 0,20 mm)
- teplotní stabilita: vysoká
- odolnost vůči rozpouštědlům: vysoká
- odolnost vůči anorganickým kyselinám a koncentrovanému amoniaku: nízká
- oblast použití: standardní aplikace TLC, normální fáze (NP), aflatoxiny, alkaloidy, aminy, aminokyseliny, analgetika, antibiotika, hormony, patulin, steroidy, sladidla, vitamíny



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [odměrné válce](#), [lahvičky s rozprašovačem](#), [nerezové nůžky](#) a [chromatografické komory](#).

Desky TLC ALUGRAM

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 030	SIL G	5 x 7,5	Ne	20	3-4 týdny	663 Kč
150 330 818 161	SIL G	5 x 10	Ne	50	3-4 týdny	1 520 Kč
150 330 818 032	SIL G	5 x 20	Ne	50	3-4 týdny	2 003 Kč
150 330 818 163	SIL G	10 x 20	Ne	20	3-4 týdny	1 758 Kč
150 330 818 033	SIL G	20 x 20	Ne	25	3-4 týdny	3 675 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Desky TLC ALUGRAM s fluorescenčním indikátorem

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 129	SIL G UV 254	2,5 x 7,5	Ano	200	3-4 týdny	3 700 Kč
150 330 818 131	SIL G UV 254	4 x 8	Ano	50	3-4 týdny	1 000 Kč
150 330 818 130	SIL G UV 254	5 x 7,5	Ano	20	3-4 týdny	663 Kč

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 160	SIL G UV 254	5 x 10	Ano	50	3-4 týdny	1 520 Kč
150 330 818 132	SIL G UV 254	5 x 20	Ano	50	3-4 týdny	2 003 Kč
150 330 818 162	SIL G UV 254	10 x 20	Ano	20	3-4 týdny	1 758 Kč
150 330 818 133	SIL G UV 254	20 x 20	Ano	25	3-4 týdny	3 675 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.