

DESTIČKY MIKROTITRAČNÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Destičky mikrotitrační

Mikrotitrační destička, 96 jamek

Materiál: PS

Mikrotitrační destičky U a P jsou určeny k provádění diagnostických vyšetření v laboratořích.



- materiál: PS čirý
- 96 jamek (8 řad po 12 jamkách)
- jamky označeny číslicemi a písmeny
- rozměr jamky (průměr x hloubka): 7 x 9,7 mm
- rozměry destičky: 86 x 128 mm
- výška destičky i s víkem: 18 mm

Obj. číslo	Typ	Tvar dna	Popis	Víko	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 953	96 U	Vyduté	Nesterilní	Ne	240	3-4 týdny	3 161 Kč
130 690 440 916	96 U	Vyduté	Dezinfekce persterilem	Ne	240	3-4 týdny	3 099 Kč
130 690 440 954	96 P	Ploché	Nesterilní	Ne	240	3-4 týdny	3 007 Kč
130 690 440 917	96 P	Ploché	Dezinfekce persterilem	Ne	240	3-4 týdny	3 024 Kč
130 690 440 920	96 P	Ploché	Pro Elisa testy, nesterilní	Ano	160	3-4 týdny	3 934 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko k mikrotitračním destičkám

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 921	Víko, nesterilní	100	3-4 týdny	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding

Mikrotitrační destičky s ultra nízkým vazebným povrchem jsou vhodné pro biochemické a další testy, kde je potřeba zabránit kontaminaci vzorků proteiny, DNA, peptidy a podobně. Speciální nevazebný povrch je za běžných podmínek stabilní a nepodléhá degradaci.

- materiál: PS bez detekovatelné DNázy/RNázy, lidské DNA a pyrogenů
- nesterilní



- 384 jamek (16 řad po 24 jamkách)
- jamky označeny písmeny a číslicemi
- objem jamky: 131 µl (celkový), 15 – 110 µl (pracovní)
- dle DIN ISO 9001
- podrobnější informace a rozměry naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** destičky se dodávají v balení po 40 ks (4x 10 ks), součástí dodávky nejsou víka (objednávají se samostatně)

Obj. číslo	Provedení	Profil jamky	Dno	Víko	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 781 901	Průhledná	F, plochý	Číré (solid)	Ne	4x 10	3-4 týdny	7 545 Kč
130 950 781 904	Bílá	F, plochý	Číré (solid)	Ne	4x 10	3-4 týdny	7 605 Kč
130 950 781 900	Černá	F, plochý	Číré (solid)	Ne	4x 10	Skladem, do 1 týdne	7 985 Kč
130 950 781 903	Bílá	F, plochý	µClear	Ne	4x 10	3-4 týdny	10 880 Kč
130 950 781 906	Černá	F, plochý	µClear	Ne	4x 10	3-4 týdny	10 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko k mikrotitračním destičkám

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 656 190	Víko, nízký profil (6 mm), nesterilní, čirý PS	10x 20	3-4 týdny	3 070 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 130 950 781 900	Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding, Provedení: Černá, Profil jamky: F, plochý, Dno: Číré (solid), Víko: Ne, Balení [ks]: 4x 10	Nové	2 bal.	7 985 Kč 7 187 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-384-Well-Microplate-PS-F-Bottom-Non-Binding-EN.pdf
-  Data-Sheet-Customer-Drawing-384-Well-Microplate-PS-Solid-Bottom-Non-Binding-EN.pdf
-  Data-Sheet-Customer-Drawing-384-Well-Microplate-PS-µClear-Non-Binding-EN.pdf

Mikrotitrační destička, kultivační

Pro kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách. Jednoduchá alternativa k šesti Petriho miskám.

- 6 stejně velkých sektorů 34 x 34 mm
- rozměry destičky: 85 x 127 mm
- výška destičky i s víkem: 18 mm



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 556	Šestikomorová, dezinfekce persterilem, komplet s víkem	220	3-4 týdny	3 283 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.