

## DESTIČKY MIKROTITRAČNÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Destičky mikrotitrační

### Mikrotitrační destička, 96 jamek

Materiál: PS

Mikrotitrační destičky U a P jsou určeny k provádění diagnostických vyšetření v laboratořích.



- materiál: PS čirý
- 96 jamek (8 řad po 12 jamkách)
- jamky označeny číslicemi a písmeny
- rozměr jamky (průměr x hloubka): 7 x 9,7 mm
- rozměry destičky: 86 x 128 mm
- výška destičky i s víkem: 18 mm

| Obj. číslo      | Typ  | Tvar dna | Popis                       | Víko | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------|----------|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 440 953 | 96 U | Vyduté   | Nesterilní                  | Ne   | 240         | 3-4 týdny  | 3 161 Kč    |
| 130 690 440 916 | 96 U | Vyduté   | Dezinfekce persterilem      | Ne   | 240         | 3-4 týdny  | 3 099 Kč    |
| 130 690 440 954 | 96 P | Ploché   | Nesterilní                  | Ne   | 240         | 3-4 týdny  | 3 007 Kč    |
| 130 690 440 917 | 96 P | Ploché   | Dezinfekce persterilem      | Ne   | 240         | 3-4 týdny  | 3 024 Kč    |
| 130 690 440 920 | 96 P | Ploché   | Pro Elisa testy, nesterilní | Ano  | 160         | 3-4 týdny  | 3 934 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Víko k mikrotitračním destičkám

| Obj. číslo      | Popis            | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 440 921 | Víko, nesterilní | 100         | 3-4 týdny  | 902 Kč      |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding

Mikrotitrační destičky s ultra nízkým vazebným povrchem jsou vhodné pro biochemické a další testy, kde je potřeba zabránit kontaminaci vzorků proteiny, DNA, peptidy a podobně. Speciální nevazebný povrch je za běžných podmínek stabilní a nepodléhá degradaci.

- materiál: PS bez detekovatelné DNázy/RNázy, lidské DNA a pyrogenů
- nesterilní



- 384 jamek (16 řad po 24 jamkách)
- jamky označeny písmeny a číslicemi
- objem jamky: 131 µl (celkový), 15 – 110 µl (pracovní)
- dle DIN ISO 9001
- podrobnější informace a rozměry naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** destičky se dodávají v balení po 40 ks (4x 10 ks), součástí dodávky nejsou víka (objednávají se samostatně)

| Obj. číslo      | Provedení | Profil jamky | Dno          | Víko | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------|------------|-------------|
| 130 950 781 901 | Průhledná | F, plochý    | Číré (solid) | Ne   | 4x 10       | 3-4 týdny  | 7 545 Kč    |
| 130 950 781 904 | Bílá      | F, plochý    | Číré (solid) | Ne   | 4x 10       | 3-4 týdny  | 7 605 Kč    |
| 130 950 781 900 | Černá     | F, plochý    | Číré (solid) | Ne   | 4x 10       | Skladem    | 7 985 Kč    |
| 130 950 781 903 | Bílá      | F, plochý    | µClear       | Ne   | 4x 10       | 3-4 týdny  | 10 880 Kč   |
| 130 950 781 906 | Černá     | F, plochý    | µClear       | Ne   | 4x 10       | 3-4 týdny  | 10 880 Kč   |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Víko k mikrotitračním destičkám

| Obj. číslo      | Popis                                          | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 950 656 190 | Víko, nízký profil (6 mm), nesterilní, čirý PS | 10x 20      | 3-4 týdny  | 3 070 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Výprodej

| Obj. číslo          | Název - popis                                                                                                                              | Stav | Dostupnost | Cena / bal.                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|
| OUT 130 950 781 900 | Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding, Provedení: Černá, Profil jamky: F, plochý, Dno: Číré (solid), Víko: Ne, Balení [ks]: 4x 10 | Nové | 2 bal.     | 7 985 Kč<br><b>7 187 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-384-Well-Microplate-PS-F-Bottom-Non-Binding-EN.pdf
-  Data-Sheet-Customer-Drawing-384-Well-Microplate-PS-Solid-Bottom-Non-Binding-EN.pdf
-  Data-Sheet-Customer-Drawing-384-Well-Microplate-PS-µClear-Non-Binding-EN.pdf

## Mikrotitrační destička, kultivační

Pro kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách. Jednoduchá alternativa k šesti Petriho miskám.

- 6 stejně velkých sektorů 34 x 34 mm
- rozměry destičky: 85 x 127 mm
- výška destičky i s víkem: 18 mm



| Obj. číslo      | Popis                                                  | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 690 440 556 | Šestikomorová, dezinfekce persterilem, komplet s víkem | 220         | 3-4 týdny  | 3 283 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*