

DETEKTORY ALKOHOLU

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Detektory > Detektory alkoholu

Náústek se zpětným ventilem k Dräger 7410

Jako výhradní výrobce náústků se zpětným ventilem pro alkoholtester Dräger 7410 v ČR Vás informujeme o ukončení výroby a doprodeji posledních vyrobených náústků.

- hygienicky baleno po 1 ks, na přání individuální balení
- minimální odběr 1000 ks
- jediný náústek schválený společností Dräger
- v souladu s užitným vzorem: ÚPV, zápis: 17252/12.2.2007
- dodáváme v režimu Náhradního plnění dle Zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti



Obj. číslo	Popis	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
200 182 291 000 1	Náústek se zpětným ventilem k Dräger 7410	1000 ks	Skladem, do 1 týdne	4,90 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.