

## TEPLOMĚRY KANÁLOVÉ TESTO

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu) > Teploměry kanálové Testo

### Teploměr 2kanálový testo 922 pro termočláňkové sondy typu K

Výrobci a značky: Testo

**Rychlé a přesné měření diferenční teploty**  
**Možnost připojení k mobilní aplikaci**

Dvoukanálový digitální teploměr testo 922 umožňuje snadné měření diferenční teploty pomocí termočláňkových sond typu K. Díky velkému měřicímu rozsahu od -50 do 1000 °C najde uplatnění v řadě aplikací. Přístroj lze pomocí aplikace testo Smart App propojit s chytrým telefonem.



#### Základní charakteristika 2kanálového teploměru testo 922:

- jednoduché, rychlé a přesné měření teploty
- přímý výpočet rozdílu teplot
- možnost propojení s chytrým telefonem nebo tabletem pomocí aplikace testo Smart App (umožňuje konfiguraci přístroje, grafické zobrazení, ukládání a také dokumentaci naměřených hodnot, vytváření digitálních zpráv včetně fotografií ve formátu PDF/CSV a odesílání e-mailem; displej telefonu slouží jako druhá obrazovka)
- kompaktní rozměry, odolná konstrukce
- typická oblast použití: kontrola teploty přívodu/zpátečky na rozdělovačích topných okruhů
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA, permanentní termopapír do tiskárny; aplikace testo Smart App pro Android a iOS ke stažení zdarma
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou dvě termočláňkové sondy typu K třídy 1 s délkou kabelu 0,8 m, 3 ks AA baterie a přepravní pouzdro



K teploměru testo 922 lze připojit **různé typy TE sond typu K**. Jejich kompletní nabídku najdete v [katalogovém listu](#) – v případě zájmu o některou ze sond nás neváhejte kontaktovat! Dále pro teploměr testo 922 nabízíme i **akreditovanou kalibraci** (4 kalibrační body) – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

#### Technické údaje

|                     |                                                    |                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Teplota             | Rozsah:                                            | -50 ... 1000 °C                                  |
|                     | Rozlišení:                                         | 0,1 °C (do 499,9 °C)<br>1 °C (ve zbylém rozsahu) |
|                     | Přesnost:                                          | ±(0,5 °C + 0,3 % z naměřených hodnot)            |
| Počet kanálů        | 2                                                  |                                                  |
| Typ sond            | TE typu K                                          |                                                  |
| Provozní podmínky   | teplota okolí: -20 ... 50 °C                       |                                                  |
| Rozměry (v x š x h) | 135 x 60 x 28 mm                                   |                                                  |
| Hmotnost            | cca 190 g                                          |                                                  |
| Napájení            | 3x AA baterie (životnost cca 120 hodin)            |                                                  |
| Krytí               | IP40 (s volitelným ochranným pouzdem TopSafe IP65) |                                                  |

## 2kanálový teploměr Testo 922

| Obj. číslo      | Typ       | Popis                                                                                                        | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 471 880 563 922 | testo 922 | Včetně 2 ks termočlávkových sond typu K třídy 1 s délkou kabelu 0,8 m, 3 ks AA baterií a přepravního pouzdra | 3-4 týdny  | 4 380 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Ochranné pouzdro TopSafe a malá kompaktní tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA

| Obj. číslo        | Popis                                                                                                               | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 471 880 516 224   | Ochranné pouzdro TopSafe (ochrana před nárazy a nečistotami), s upevňovacími magnety a stojánkem                    | 3-4 týdny  | 1 070 Kč  |
| 471 880 554 621 1 | Přenosná tiskárna testo s rozhraním Bluetooth/IrDA, včetně dobíjecí baterie, síťového adaptéru a 1 role termopapíru | 3-4 týdny  | 8 530 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Náhradní permanentní termopapír do tiskárny

| Obj. číslo        | Popis                                                                 | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 471 880 554 568 1 | Permanentní termopapír pro tiskárnu testo (čitelnost údajů až 10 let) | 6           | 3-4 týdny  | 930 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Dvoukanálový-teploměr-testo-922-pro-termočlávkové-sondy-typu-K.pdf
-  Katalogový-list-Termočlávkové-teplotní-sondy-typu-K-pro-teploměr-testo-922.pdf