

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Ostatní pomůcky > Držáky k zavěšení a kohouty > Držák laboratorní, plastový

Držák laboratorní, plastový

A 121 °C

- 2 typy: pro teploměry o průměru 3,2 až 11 mm, nebo pro trubičky a hadičky do průměru 9,5 mm
- materiál: PP nebo PC
- přichycení k okraji kádinky
- autoklávatelné při 121 °C



Obj. číslo	Popis	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 972	Pro teploměry o průměru 3,2 až 11 mm	PP	1-2 týdny	172 Kč
331 850 019 971	Pro trubičky a hadičky do průměru 9,5 mm	PC	1-2 týdny	372 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.