

## Držák na byrety, plastový

- 2 typy: jednoduchý a dvojitý
- materiál: bílý PP
- středové rameno s pružinou z nerezové oceli
- upíná se na stojanovou tyč o  $\varnothing$  8 - 14 mm
- stupnice i meniskus byrety zůstávají dobře viditelné
- vhodný pro všechny skleněné byrety

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [přímé byrety s olivkou](#), byrety s přímým kohoutem se [skleněným](#) nebo [teflonovým](#) kladívkem, [kovové držáky](#) na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanály](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 139	Plastový držák na byrety	Jednoduchý	4-6 týdnů	366 Kč
331 850 019 140	Plastový držák na byrety	Dvojitý	4-6 týdnů	462 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*