

Držák na jednorázové rukavice, nerezový

Sleva 10 %

Akce

LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

Nerezový nástěnný držák pro rychlý a snadný přístup k jednorázovým rukavicím, ubrouskům nebo sáčkům na odpad.



- 2 typy: pro 1 krabici nebo pro 3 krabice
- materiál: elektrolyticky leštěná nerezová ocel
- hloubka držáků: 85 mm
- kompatibilní s jednorázovými [latexovými](#), [vinylovými](#) i [nitrilovými](#) rukavicemi, [sáčky na odpad](#) 200 x 300 mm a [dvouvrstvými ubrousky](#) z bělené celulózy bez obsahu chlóru
- **informace k dodávce:** držáky se dodávají prázdné, tj. bez rukavic (obrázek je pouze ilustrační); součástí dodávky je montážní materiál pro uchycení držáku na zeď

Obj. číslo	Typ	Rozměry (š x v x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 920	Pro 1 krabici	210 x 140 x 90	1-2 týdny	1 169 Kč 1 052 Kč
130 647 696 921	Pro 3 krabice	245 x 480 x 100	1-2 týdny	2 564 Kč 2 308 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.