

Držák SRH 4/200 pro čištění analytických sít v ultrazvukových čističkách Elma Elmasonic

SRH 4/200 s integrovaným otočným zařízením umožňuje současné čištění až čtyř analytických sít o Ø200/203 mm.

- materiál: nerezová ocel
- integrované otočné zařízení
- šikmá poloha sít pro účinnější čištění a oplachování
- jemné čištění bez změny velikosti ok nebo napětí tkaniny (tím je zajištěno 100% zachování rozměrové přesnosti a kalibrace sít)
- kompatibilní s ultrazvukovými čističkami Elmasonic [Easy](#), [P](#), [Select](#) a [Xtra](#)



Technické údaje držáku SRH 4/200 a jeho kompatibilita s ultrazvukovými čističkami Elma Elmasonic			
Rozměry (š x h x v)	675 x 295 x 330 mm		
Hmotnost	6,8 kg		
Napájení	230 V		
Typ čističky	300	450	900
Elmasonic Easy	1x		
Elmasonic Select	1x	1x	2x
Elmasonic P	1x		
Elmasonic Xtra	1x		

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 142 706	Držák SRH 4/200 s integrovaným otočným zařízením pro čištění analytických sít o Ø 200/203 mm v ultrazvukových čističkách Elma Elmasonic	3-4 týdny	39 125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Sieve-cleaning-module-SRH-4-200-EN.pdf](#)