

Držáky a další příslušenství pro ultrazvukové čističky Elma Elmasonic

Ultrazvukové čističky se používají k čištění předmětů různých tvarů a velikostí. Různé typy držáků zajišťují jejich bezpečné uchycení.



- závěsný drátěný držák pro uchycení laboratorní nádoby, např. 1000ml reagenční láhve
- závěsný držák s 10 dvojítymi háčky
- závěsný nerezový držák/koš s 10 dvojítymi háčky a malými přihrádkami
- nerezový stojan s 8 háčky
- nerezové držáky na zkumavky o Ø 16 nebo 16 a 25 mm (lze je použít i jako stojany na zkumavky)
- nerezové držáky na mikrozkušavky o objemu 1,5/2,0 ml (lze je použít i jako stojany na mikrozkušavky)
- svorky pro pevné uchycení Erlenmayerových baněk ke košům
- závěsná vana pro čištění drobných předmětů
- silikonové podložky do závěsných košů (pro ochranu citlivých předmětů)
- chladicí cívka pro připojení ultrazvukové čističky ke kryostatu
- sítko do výpustě pro zachycení částic $\geq 0,15$ mm (pro UZ čističky typu 30 až 300 s výtokovým ventilem)

Kompatibilita závěsného drátěného držáku s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ	závěsný drátěný držák			
Materiál	nerezová ocel, rukojeti potažené Rilsanem			
Rozměry	195 x 95 x 75 mm			
Typ čističky	60	120	180	300
Elmasonic Easy	1x	2x	2x	4x
Elmasonic Select	1x	2x	2x	4x
Elmasonic P	1x	2x	2x	4x
Elmasonic Xtra	1x	2x	2x	4x

Kompatibilita závěsného držáku s 10 dvojítymi háčky s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ	závěsný držák s 10 dvojítymi háčky					
Typ čističky	60	100	120	150	180	300
Elmasonic Easy	1x	2x	2x	5x	4x	5x
Elmasonic Select	1x	2x	2x	5x	4x	5x

Elmasonic P	1x		2x		4x	5x
Elmasonic Xtra	1x		2x		4x	5x

Kompatibilita závěsného nerezového držáku/koše s háčky a přihrádkami s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ	závěsný nerezový držák/koš s háčky a přihrádkami				
Vnější rozměry (d x š x v)	305 x 115 x 140 mm				
Výška háčků	75 mm				
Typ čističky	30	40	60	100	120
Elmasonic Easy	1x	1x	1x	2x	2x
Elmasonic Select	1x	1x	1x	2x	2x
Elmasonic P	1x		1x	2x	2x
Elmasonic Xtra		1x	1x		1x

Kompatibilita stojanů na zkumavky s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ stojanu	30/40/60/80				100/120		150/180/300		
Rozměry	200 x 90 x 95 mm				300 x 90 x 95 mm		360 x 90 x 95 mm		
Kapacita	16x Ø 16 mm				8x Ø 16 mm + 7x Ø 25 mm		8x Ø 16 mm + 7x Ø 25 mm		
Typ čističky	30	40	60	80	100	120	150	180	300
Elmasonic Easy	1x	1x	2x	4x	2x	2x		2x	4x
Elmasonic Select	1x	1x	2x	4x	2x	2x	4x	2x	4x
Elmasonic P	1x		2x	4x		2x		2x	4x
Elmasonic Xtra		1x	2x			2x		2x	4x

Kompatibilita stojanů na mikrozkušavky s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ stojanu	100/120		150/180/300		
Rozměry	300 x 90 x 70 mm		360 x 90 x 70 mm		
Kapacita	21x objem 1,5/2,0 ml		27x objem 1,5/2,0 ml		
Typ čističky	100	120	150	180	300
Elmasonic Easy	2x	2x		2x	4x
Elmasonic Select	2x	2x	4x	2x	4x
Elmasonic P		2x		2x	4x
Elmasonic Xtra		2x		2x	4x

Kompatibilita svorek pro pevné uchycení Erlenmayerových baněk s koši

 Typ koše	30	40	60	80	100	120	150	180	300
--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Svorka 50 ml	3x	3x	4x	8x	9x	9x	24x	15x	24x
Svorka 250 ml	2x	2x	3x	5x	5x	5x	14x	8x	14x
Svorka 500 ml	1x	1x	2x	3x	2x	2x	6x	4x	6x
Svorka 1000 ml					2x	2x	5x	3x	5x

Kompatibilita závěsných van s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ vany	Small	Big	Big templates
Průměr otvorů (umístěné po obvodu vany)	2 mm		
Vnitřní rozměry (d x š x h)	90 x 90 x 55 mm	195 x 90 x 55 mm	
Vnější rozměry (d x š x v)	185 x 105 x 95 mm	280 x 105 x 100 mm	280 x 105 x 125 mm
Typ čističky	20	30	40
Elmasonic Easy	•	•	•
Elmasonic Select		•	•
Elmasonic P		•	
Elmasonic Xtra			•

Kompatibilita silikonových podložek s koši

 Typ podložky	1082379	1082378						1117991	
Rozměry (š x h x v)	193 x 100 x 1 mm	450 x 245 x 1 mm						560 x 460 x 1 mm	
Velikost ok	5,5 x 1 mm	7,5 x 1 mm						7,5 x 1,5 mm	
Typ koše/čističky	30	60	100	120	150	180	300	500	900
Elmasonic Easy	•	•	•	•		•	•		
Elmasonic Select	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elmasonic P	•	•	•	•		•	•		
Elmasonic Xtra		•		•		•	•		



Silikonové podložky nejsou nařezány přesně na míru a musí se dle naznačených linií oříznout na přesný rozměr koše.

Kompatibilita chladicí cívky s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

 Typ cívky	8735	7515
Vnější rozměry (š x h x v)	180 x 25 x 130 mm	200 x 25 x 175 mm
Průměr	10 mm	

Typ čističky	40	70	150	60	80	100	120	180	300
Elmasonic Easy	•			•		•	•	•	•
Elmasonic Select	•		•	•	•	•	•	•	•
Elmasonic P		•		•			•	•	•
Elmasonic Xtra	•						•	•	•

Závěsné držáky a stojan s háčky

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 149 704	Závěsný drátěný držák	195x95x75	3-4 týdny	1 650 Kč
410 017 117 432	Závěsný držák s 10 háčky	355x60x75	3-4 týdny	550 Kč
410 017 132 059	Závěsný nerezový držák/koš s háčky a přihrádkami	305x115x140	3-4 týdny	6 000 Kč
410 017 207 046	Nerezový stojan s 8 háčky	Ø80 x 160	3-4 týdny	725 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Držáky na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 111 973	Stojan na zkumavky o Ø 16 mm	30/40/60/80	16	200x90x95	3-4 týdny	1 625 Kč
410 017 112 084	Stojan na zkumavky o Ø 16 a 25 mm	100/120	8 a 7	300x90x95	3-4 týdny	2 150 Kč
410 017 112 123	Stojan na zkumavky o Ø 16 a 25 mm	150/180/300	8 a 7	360x90x95	3-4 týdny	2 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Držáky na mikrozukumavky

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 112 158	Stojan na mikrozukumavky o objemu 1,5/2,0 ml	100/120	21	300x90x70	3-4 týdny	2 000 Kč
410 017 112 152	Stojan na mikrozukumavky o objemu 1,5/2,0 ml	150/180/300	27	360x90x70	3-4 týdny	2 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 107 553	Svorka pro uchycení 50ml Erlenmeyerovy baňky	3-4 týdny	600 Kč
410 017 107 555	Svorka pro uchycení 250ml Erlenmeyerovy baňky	3-4 týdny	750 Kč
410 017 107 557	Svorka pro uchycení 500ml Erlenmeyerovy baňky	3-4 týdny	900 Kč
410 017 107 558	Svorka pro uchycení 1000ml Erlenmeyerovy baňky	3-4 týdny	1 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Závěsné vany pro čištění drobných předmětů

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
410 017 273 900	Závěsná vana pro čištění drobných předmětů	Small	3-4 týdny	475 Kč
410 017 274 000	Závěsná vana pro čištění drobných předmětů	Big	3-4 týdny	550 Kč
410 017 276 000	Závěsná vana pro čištění drobných předmětů	Big temples	3-4 týdny	625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Silikonové podložky do závěsných košů

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
410 017 182 379	Silikonová podložka do závěsného koše typu 30	1082379	3-4 týdny	500 Kč
410 017 182 378	Silikonová podložka do závěsného koše typu 60/100/120/150/180/300	1082378	3-4 týdny	1 000 Kč
410 017 117 991	Silikonová podložka do závěsného koše typu 300/500/900	1117991	3-4 týdny	2 700 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Chladicí cívka a sítko do výpustě

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
410 017 138 735	Chladicí cívka pro ultrazvukové čističky Elma 30/40/150	8735	3-4 týdny	6 250 Kč
410 017 137 515	Chladicí cívka pro ultrazvukové čističky Elma 60/80/100/120/180/300	7515	3-4 týdny	6 250 Kč
410 017 145 648	Sítko do výpustě ultrazvukových čističek 30 až 300	5648	3-4 týdny	450 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Equipment-holder-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Hooks-holder-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Small-parts-holder-EN.pdf

-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Ring-stand-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Test-tube-holder-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Holder-for-reaction-tubes-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Holding-clamps-for-Erlenmeyer-flasks-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Hostal-tub-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Silicone-mats-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Cooling-coil-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Drain-sieve-EN.pdf