

Elektroda iontově selektivní, kombinovaná, Theta 90

Iontově selektivní elektrody (ISE) jsou určeny pro stanovení příslušných iontů ve vodných roztocích v laboratoři.

- kombinované (k měření tedy není potřebná samostatná referenční elektroda)
- rozměry (délka x průměr): 115 x 12 mm
- konektor BNC, délka kabelu 1 m
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



i Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání. Za příplatek lze elektrody osadit konektorem DIN 19262. V nabídce je i konektorová redukce BNC/DIN 19262. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|
| 470 660 051 116 | Bromidová, Br ⁻ | S fixním 1m kabelem s BNC konektorem | Na dotaz | 6 080 Kč |
| 470 660 051 128 | Chloridová, Cl ₂ | S fixním 1m kabelem s BNC konektorem | Na dotaz | 6 080 Kč |
| 470 660 051 152 | Stříbrná, Ag ⁺ | S fixním 1m kabelem s BNC konektorem | Na dotaz | 6 080 Kč |
| 470 660 051 120 | Dusičnanová, NO ₃ ⁻ | S fixním 1m kabelem s BNC konektorem | Na dotaz | 6 080 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.