

Elektroda iontově selektivní, Theta 90

Iontově selektivní elektrody (ISE) jsou určeny pro laboratorní stanovení příslušných iontů. Používají se metody pro titrační a přímé stanovení. Nabídka obsahuje jak tradiční samostatné, tak i kombinované ISE.

Základní charakteristika iontově selektivních elektrod Theta 90:

- samostatná ISE (bez plnicího otvoru) musí pro měření používat referenční elektrodu do páru (pro měření je třeba 2 elektrod - samostatná ISE + referenční elektroda)
- kombinovaná ISE (s plnicím otvorem) kombinuje měrnou pH elektrodu a referenční elektrodu v jednom těle (nevyžaduje další externí referenční elektrodu do páru)
- název ISE podle iontu, na který je citlivá
- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



i Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 051 116	Br-	Bromidová kombinovaná	S referenční elektrodou v jednom těle	Na dotaz	5 980 Kč
470 660 051 119	NO3-	Dusičnanová	Plastová membrána s ionoforem	Na dotaz	5 950 Kč
470 660 051 127	Cl-	Chloridová	Anorganická membrána	Na dotaz	5 950 Kč
470 660 051 128	Cl-	Chloridová kombinovaná	S referenční elektrodou v jednom těle	Na dotaz	5 980 Kč
470 660 051 152	Ag+	Stříbrná kombinovaná	S referenční elektrodou v jednom těle	Na dotaz	5 980 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.