

Elektroda pH samostatná, Theta 90

Samostatné pH elektrody vyžadují, pro svojí funkci měření, v páru referenční elektrodu (např. RE 403, RE 405, RE 530). Jsou určeny jak pro laboratorní, tak i pro provozní měření.



Základní charakteristika pH elektrod Theta 90:

- laboratorní: konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- provozní: za příplatek lze opatřit závitem Pg 13,5, čepičkou S7, půlcoulovým závitem nebo provedením do tyčových snímačů STU 453; při objednávce je třeba uvést délku a ukončení kabelu (konektorem BNC, cinch nebo rozhozením do svorkovnice)
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 032 111	HE 313	Samostatná	Zvýšená mechanická odolnost, rozsah pH 0 - 13, pracovní teplota 0 - 50 °C	Na dotaz	3 350 Kč
470 660 032 112	HE 303	Samostatná	I do silně alkalické a silně kyselé oblasti, rozsah pH 0 - 14, pracovní teplota 0 - 50 °C	Na dotaz	3 350 Kč
470 660 032 113	HE 317	Samostatná	Vysokoteplotní, rozsah pH 0 - 13, pracovní teplota -5 - 130 °C	Na dotaz	3 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.