

Filtr BreaSAFE do roušek, nanovláknový, opakovaně použitelný

Doproděj

Akce

Antimikrobiální filtr z nanovláknů, který je možný vložit do roušky s kapsou a zvýšit tak její ochranný faktor. Vyrobeno v České republice.

Výrobce je členem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
(zdroj: <https://www.nanoasociace.cz>)



- opakovaně použitelný
- obsahuje aktivní stříbro - antimikrobiální účinek (mikroorganismy se nemohou v membráně množit a přežívat)
- ochrana proti virům, bakteriím a alergenům
- vícevrstvý, hypoalergenní (bez lepidel)
- materiál: polypropylen
- údržba: ruční praní (v dezinfekci na bázi lihu nebo isopropylalkoholu), sterilizace v autoklávu či troubě (max. 70 °C), sterilizace přezhlením (na minimální teplotu)
- **použití:** Důkladně si umyjte ruce. Vyjměte filtr z obalu a vložte ho do kapsy v roušce. Roušku upevněte na obličej (dle instrukcí od výrobce).

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 200 015 000 081	Filtr BreaSAFE do roušek, nanovláknový, opakovaně použitelný, Rozměr [cm]: 10 x 15, Balení [ks]: 10	Nové	2 bal.	288 Kč 242 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Nanofiltr-BreaSAFE.pdf