

## Filtr stříkačkový ANOTOP, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

Nesterilní stříkačkové filtry ANOTOP mají speciální anorganickou membránu Anopore na bázi oxidu hlinitého. Jsou dostupné ve dvou průměrech, třech velikostech pórů a ve dvou provedeních – s předfiltrem ze skleněných vláken, anebo bez předfiltru. Varianta s předfiltrem je určena pro těžce filtrovatelné látky.



- průměr 10 nebo 25 mm
  - pro vzorky do 10 ml se doporučují filtry o  $\varnothing$  10 mm, pro větší vzorky pak o  $\varnothing$  25 mm
  - filtry Anotop o  $\varnothing$  10 mm bez předfiltru: filtrační plocha 0,78 cm<sup>2</sup>, maximální tlak 6,9 bar, zadržený objem: <20  $\mu$ l, rozměry 15,4 x 18,5 mm, nízká vaznost proteinů
  - filtry Anotop Plus o  $\varnothing$  10 mm s předfiltrem ze skleněných mikrovláken bez pojiv: filtrační plocha 0,78 cm<sup>2</sup>, maximální tlak 6,9 bar, zadržený objem: <30  $\mu$ l, rozměry 15,4 x 18,5 mm, střední vaznost proteinů
  - filtry Anotop o  $\varnothing$  25 mm bez předfiltru: filtrační plocha 4,78 cm<sup>2</sup>, maximální tlak 6,9 bar, zadržený objem: <150  $\mu$ l, rozměry 36,8 x 26,3 mm, nízká vaznost proteinů
  - filtry Anotop Plus o  $\varnothing$  25 mm s předfiltrem ze skleněných mikrovláken bez pojiv: filtrační plocha 4,78 cm<sup>2</sup>, maximální tlak 6,9 bar, zadržený objem: <200  $\mu$ l, rozměry 36,8 x 26,3 mm, střední vaznost proteinů
- velikost pórů: 0,02; 0,1 nebo 0,2  $\mu$ m
- materiál membrány: Anopore (anorganická, tloušťka 60  $\mu$ m, hydrofilní, odolná vůči organickým rozpouštědlům)
- materiál pláště: polypropylen
- materiál předfiltru: skleněná mikrovlákná bez pojiv
- vstup: Female Luer Lock
- výstup: Male Luer
- nesterilní provedení
- oblast použití: kapilární elektroforéza, HPLC, filtrace tkáňových kultur, biologická příprava vzorků, filtrace nanočástic (varianta s předfiltrem)...
- **informace k dodávce:** filtry jsou dodávány v baleních po 50 ks



Nabídku stříkačkových filtrů Anotop ve **sterilním** provedení Vám rádi zašleme na základě poptávky - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Typ filtru	Provedení	Průměr [mm]	Velikost pórů [ $\mu$ m]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
<b>Stříkačkové filtry Anotop bez předfiltru:</b>							

Obj. číslo	Typ filtru	Provedení	Průměr [mm]	Velikost pórů [μm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 968 091 002	ANOTOP	Bez předfiltru	10	0,02	50	Na dotaz	17 905 Kč
624 968 091 012	ANOTOP	Bez předfiltru	10	0,1	50	Na dotaz	14 674 Kč
624 968 091 022	ANOTOP	Bez předfiltru	10	0,2	50	Na dotaz	13 558 Kč
624 968 092 002	ANOTOP	Bez předfiltru	25	0,02	50	Na dotaz	22 322 Kč
624 968 092 012	ANOTOP	Bez předfiltru	25	0,1	50	Na dotaz	20 570 Kč
624 968 092 022	ANOTOP	Bez předfiltru	25	0,2	50	Na dotaz	21 848 Kč
<b>Stříkačkové filtry Anotop s předfiltrem ze skleněných mikrovláken:</b>							
624 968 093 002	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	10	0,02	50	Na dotaz	19 106 Kč
624 968 093 012	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	10	0,1	50	Na dotaz	19 769 Kč
624 968 093 022	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	10	0,2	50	Na dotaz	17 947 Kč
624 968 094 002	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	25	0,02	50	Na dotaz	27 958 Kč
624 968 094 012	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	25	0,1	50	Na dotaz	25 590 Kč
624 968 094 022	ANOTOP	S předfiltrem ze skleněných mikrovláken	25	0,2	50	Na dotaz	24 351 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Syringe-Filters-Anotop-EN.pdf](#)