

Filtr stříkačkový ReZist, Whatman, Průměr [mm]: 13, Velikost pórů [μm]: 0,45, Balení [ks]: 100

Výrobci a značky: Whatman

Stříkačkové filtry ReZist mají vynikající chemickou odolnost vůči standardním organickým HPLC rozpouštědlům. Filtry s Ø 30 mm lze použít jako odvzdušňovací filtry malých nádob.

- optimální využití objemů malých vzorků
- použití: čištění agresivních organických roztoků



Technické údaje		
Typ	13 mm	30 mm
Materiál pláště:	polypropylen	
Membrána:	PTFE laminována polypropylenem (hydrofobní, chemicky inertní, nízká vazba proteinů)	
Filtrační plocha [cm²]:	0,75	5,7
Maximální tlak [bar]:	6,9	
Zadržený objem [μ]:	≤ 10	≤ 50
Vstupní napojení:	Female Luer Lock	
Výstupní napojení:	Špička	Male Luer
Rozměry [mm]:	17 x 17	26 x 34

Obj. číslo	Průměr [mm]	Velikost pórů [μm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Výstupní napojení - špička:						
624 870 463 703	13	0,2	bílý	100	Na dotaz	8 350 Kč
624 870 463 713	13	0,45	zelený	100	Na dotaz	8 350 Kč
Výstupní napojení - Male Luer:						
624 870 463 503	30	0,2	bílý	100	Na dotaz	10 875 Kč
624 870 463 513	30	0,45	zelený	100	Na dotaz	10 875 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídku stříkačkových filtrů ReZist průměru 30 mm s jinou velikostí pórů, membránou ze skleněných vláken nebo většího balení Vám rádi zašleme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Soubory ke stažení

