

VERKON > Filtrace > Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu > Archy > Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 500 x 500 mm, Papírny Perštein

## Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 500 x 500 mm, Papírny Perštein

- materiál: bělená buničina
- hladký, mírně zpevněný za mokra
- obsah popela: < 0,5 %
- pro všeobecné použití



Obj. číslo	Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ]	Počet archů [ks]	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / bal.
624 880 565 050	56	cca 700	10	1-2 týdny	1 915 Kč
624 890 805 050	80	cca 620	12,5	Skladem, do 1 týdne	2 332 Kč
624 881 105 050	110	cca 350	10	1-2 týdny	1 792 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ]	Počet archů v 1 kg	Dostupnost	Cena / kg
624 890 805 050 P	80	cca 45 ks	Skladem, do 1 týdne	221 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*