

VERKON > Filtrace > Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu > Archy > Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 580 x 580 mm, Munktell Ahlstrom

## Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 580 x 580 mm, Munktell Ahlstrom

Výrobci a značky: Munktell Ahlstrom

- materiál:  $\alpha$ -celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m<sup>2</sup>
- filtrační rychlost: 45 s/10 ml (středně rychlý průtok)
- záchyt částic: 5 - 8  $\mu$ m
- nezpevněný
- použití: rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonnohořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého



Obj. číslo	Grade	Rozměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 632 055 858	292	580 x 580	100	Na dotaz	6 977 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*