

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Basic, kruhové výseky

Narozeninová akce

Sleva 20 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- průměr: 70, 90, 110, 125, 150, 185 a 240 mm
- plošná hmotnost: 75 g/m²
- filtrační rychlost dle Herzberga: 130 s
- záchyt částic: 8 μm



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 951 245 010	Basic	70	100	2-3 týdny	97 Kč 78 Kč
140 951 245 020	Basic	90	100	2-3 týdny	109 Kč 87 Kč
140 951 245 030	Basic	110	100	2-3 týdny	121 Kč 97 Kč
140 951 245 040	Basic	125	100	2-3 týdny	129 Kč 103 Kč
140 951 245 050	Basic	150	100	2-3 týdny	160 Kč 128 Kč
140 951 245 060	Basic	185	100	2-3 týdny	251 Kč 201 Kč
140 951 245 070	Basic	240	100	2-3 týdny	335 Kč 268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.