

## Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Basic, kruhové výseky, Průměr [mm]: 90, Balení [ks]: 100

- průměr: 70, 90, 110, 125, 150, 185 a 240 mm
- plošná hmotnost: 75 g/m<sup>2</sup>
- filtrační rychlost dle Herzberga: 130 s
- zachyt částic: 8 µm



| Obj. číslo      | Typ   | Průměr [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 140 951 245 010 | Basic | 70          | 100         | Skladem    | 97 Kč       |
| 140 951 245 020 | Basic | 90          | 100         | 2-3 týdny  | 109 Kč      |
| 140 951 245 030 | Basic | 110         | 100         | 2-3 týdny  | 121 Kč      |
| 140 951 245 040 | Basic | 125         | 100         | 2-3 týdny  | 129 Kč      |
| 140 951 245 050 | Basic | 150         | 100         | 2-3 týdny  | 160 Kč      |
| 140 951 245 060 | Basic | 185         | 100         | 2-3 týdny  | 251 Kč      |
| 140 951 245 070 | Basic | 240         | 100         | 2-3 týdny  | 335 Kč      |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.