

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Basic, kruhové výseky, Průměr [mm]: 240, Balení [ks]: 100

- průměr: 70, 90, 110, 125, 150, 185 a 240 mm
- plošná hmotnost: 75 g/m²
- filtrační rychlost dle Herzberga: 130 s
- zachyt částic: 8 µm



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 951 245 010	Basic	70	100	Skladem	97 Kč
140 951 245 020	Basic	90	100	2-3 týdny	109 Kč
140 951 245 030	Basic	110	100	2-3 týdny	121 Kč
140 951 245 040	Basic	125	100	2-3 týdny	129 Kč
140 951 245 050	Basic	150	100	2-3 týdny	160 Kč
140 951 245 060	Basic	185	100	2-3 týdny	251 Kč
140 951 245 070	Basic	240	100	2-3 týdny	335 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.