

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 1, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m²
- filtrační rychlost: středně rychlý průtok
- záchyt částic: 11 µm
- nezpevněný
- použití: běžné aplikace (např. čištění kapalin, separace sraženin jako je síran olovnatý, horký šfavelan vápenatý nebo uhličitán vápenatý, analýza půdy, testování osiva, školství atd.)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 001 055	55	100	Na dotaz	219 Kč
624 901 001 070	70	100	Na dotaz	238 Kč
624 901 001 090	90	100	Na dotaz	282 Kč
624 901 001 110	110	100	Na dotaz	350 Kč
624 901 001 125	125	100	Na dotaz	360 Kč
624 901 001 150	150	100	Na dotaz	515 Kč
624 901 001 185	185	100	Na dotaz	765 Kč
624 901 001 240	240	100	Na dotaz	1 239 Kč
624 901 001 320	320	100	Na dotaz	2 045 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.