

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 3, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 185 g/m²
- filtrační rychlost: pomalý průtok
- záchyt částic: 6 µm
- nezpevněný
- dvojnásobná tloušťka oproti Grade 1 poskytuje zvýšenou pevnost za mokra
- použití: velmi vhodný do Büchnerových nálevek, vhodný pro přenos vzorků (vysoká absorpční schopnost)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 003 055	55	100	Na dotaz	423 Kč
624 901 003 070	70	100	Na dotaz	477 Kč
624 901 003 090	90	100	Na dotaz	638 Kč
624 901 003 110	110	100	Na dotaz	730 Kč
624 901 003 125	125	100	Na dotaz	971 Kč
624 901 003 150	150	100	Na dotaz	1 336 Kč
624 901 003 185	185	100	Na dotaz	1 757 Kč
624 901 003 240	240	100	Na dotaz	2 872 Kč
624 901 003 320	320	100	Na dotaz	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.