

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 4, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 92 g/m²
- filtrační rychlost: velmi rychlý průtok
- záchyt částic: 25 μm
- nepevněný
- použití: rutinní čištění biologických vzorků a organických extraktů, dobrý záchyt velkých částic a gelovitých sraženin (hydroxid železitý a hlinitý), sledování znečištění ovzduší atd.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 004 055	55	100	Na dotaz	316 Kč
624 901 004 070	70	100	Na dotaz	340 Kč
624 901 004 090	90	100	Na dotaz	381 Kč
624 901 004 110	110	100	Na dotaz	506 Kč
624 901 004 125	125	100	Na dotaz	625 Kč
624 901 004 150	150	100	Na dotaz	856 Kč
624 901 004 185	185	100	Na dotaz	1 217 Kč
624 901 004 240	240	100	Na dotaz	1 854 Kč
624 901 004 320	320	100	Na dotaz	3 107 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.