

## Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, Munktell Ahlstrom

Výrobci a značky: Munktell Ahlstrom

- materiál:  $\alpha$ -celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m<sup>2</sup>
- filtrační rychlost: 45 s/10 ml (středně rychlý průtok)
- záchyt částic: 5 - 8  $\mu$ m
- nezpevněný
- použití: rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonnohořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého



Obj. číslo	Grade	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 633 205 055	292	55	100	1-2 týdny	187 Kč
140 633 205 070	292	70	100	Na dotaz	222 Kč
140 633 205 090	292	90	100	Na dotaz	251 Kč
140 633 205 110	292	110	100	Na dotaz	323 Kč
140 633 205 125	292	125	100	Na dotaz	411 Kč
140 633 205 150	292	150	100	Na dotaz	545 Kč
140 633 205 185	292	185	100	1-2 týdny	667 Kč
140 633 205 240	292	240	100	Na dotaz	1 082 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.