

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky skládané, Papírny Perštejn, Průměr [mm]: 320, Balení [ks]: 500

- materiál: bělená buničina
- hladký, mírně zpevněný za mokra
- plošná hmotnost: 80 g/m²
- obsah popela: < 0,5 %
- pro všeobecné použití



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 890 800 090	90	500	1-2 týdny	1 448 Kč
624 890 800 110	110	500	1-2 týdny	1 473 Kč
624 890 800 125	125	500	1-2 týdny	1 535 Kč
624 890 800 150	150	500	1-2 týdny	1 605 Kč
624 890 800 185	185	500	1-2 týdny	1 747 Kč
624 890 800 240	240	500	1-2 týdny	2 557 Kč
624 890 800 320	320	500	1-2 týdny	3 036 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.