

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

■ materiál: celulóza



Vlastnosti a použití

Typ	Plošná hmotnost [g/m ²]	Tloušťka [μm]	Filtrační rychlost dle Herzberga [s]	Záchyt částic [μm]	Popis a vhodné použití
595	68	150	80	4 - 7	tenký papír se středně rychlým průtokem pro běžné aplikace (např. zjišťování celkového obsahu tuků v potravinách, extrakce vzorků pro HPLC, v polarimetrii atd.)
597	85	180	140	4 - 7	pro rutinní aplikace v potravinářství (např. pro odstranění oxidu uhličitého a zákalu z piva, vína, moštu atd.)
598	140	320	50	8 - 10	hustý papír s vysokou zatížitelností, kombinuje střední zádržnost se střední až vysokou rychlostí filtrace
602h	84	160	375	< 2	hustý papír vhodný k zachycování velmi malých částic a k odstranění jemných sraženin, vhodný ke stanovení zbytkového cukru v pivovarnictví, spektra kyselosti, refraktometrické analýze a HPLC

Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 870 311 610	595	110	100	Na dotaz	394 Kč
624 870 311 611	595	125	100	Na dotaz	506 Kč
624 870 311 612	595	150	100	Na dotaz	580 Kč
624 870 311 807	597	55	100	Na dotaz	210 Kč
624 870 311 808	597	70	100	Na dotaz	271 Kč
624 870 311 809	597	90	100	Na dotaz	292 Kč
624 870 311 810	597	110	100	Na dotaz	404 Kč
624 870 311 811	597	125	100	Na dotaz	501 Kč
624 870 311 812	597	150	100	Na dotaz	687 Kč
624 870 311 814	597	185	100	Na dotaz	987 Kč
624 870 311 820	597	240	100	Na dotaz	1 586 Kč
624 870 311 822	597	320	100	Na dotaz	3 248 Kč
624 870 312 209	598	90	100	Na dotaz	325 Kč
624 870 312 611	602h	125	100	Na dotaz	715 Kč
624 870 312 612	602h	150	100	Na dotaz	1 040 Kč

Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 870 312 614	602h	185	100	Na dotaz	1 515 Kč
624 870 312 620	602h	240	100	Na dotaz	2 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.