

ARCHY

VERKON > Filtrace > Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu > Archy

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 500 x 500 mm, Papírny Perštejn

- materiál: bělená buničina
- hladký, mírně zpevněný za mokra
- obsah popela: < 0,5 %
- pro všeobecné použití



Obj. číslo	Plošná hmotnost [g/m ²]	Počet archů [ks]	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / bal.
624 880 565 050	56	cca 700	10	1-2 týdny	1 915 Kč
624 890 805 050	80	cca 620	12,5	Skladem, do 1 týdne	2 332 Kč
624 881 105 050	110	cca 350	10	1-2 týdny	1 792 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Plošná hmotnost [g/m ²]	Počet archů v 1 kg	Dostupnost	Cena / kg
624 890 805 050 P	80	cca 45 ks	Skladem, do 1 týdne	221 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 580 x 580 mm, Munktell Ahlstrom

Výrobci a značky: Munktell Ahlstrom

- materiál: α-celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m²
- filtrační rychlost: 45 s/10 ml (středně rychlý průtok)
- záchyt částic: 5 - 8 μm
- nezpevněný
- použití: rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonnohořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého



Obj. číslo	Grade	Rozměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 632 055 858	292	580 x 580	100	Na dotaz	6 711 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.