

VÝSEKY KRUHOVÉ

VERKON > Filtrace > Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu > Výseky kruhové

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu Basic, kruhové výseky

Sleva 20 %

Narozeninová akce

Sleva platí do 9. 7. 2026

- průměr: 70, 90, 110, 125, 150, 185 a 240 mm
- plošná hmotnost: 75 g/m²
- filtrační rychlost dle Herzberga: 130 s
- záchyt částic: 8 μm



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 951 245 010	Basic	70	100	2-3 týdny	97 Kč 78 Kč
140 951 245 020	Basic	90	100	2-3 týdny	109 Kč 87 Kč
140 951 245 030	Basic	110	100	2-3 týdny	121 Kč 97 Kč
140 951 245 040	Basic	125	100	2-3 týdny	129 Kč 103 Kč
140 951 245 050	Basic	150	100	2-3 týdny	160 Kč 128 Kč
140 951 245 060	Basic	185	100	2-3 týdny	251 Kč 201 Kč
140 951 245 070	Basic	240	100	2-3 týdny	335 Kč 268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu KA, nezpevněný, kruhové výseky, Papírny Perštejň

- více typů s různou filtrační rychlostí a rozdílným záchytem částic
- přehled [vlastností filtračních papírů](#)



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 880 100 055	KA 0	55	100	1-2 týdny	81 Kč
624 880 100 080	KA 0	80	100	1-2 týdny	115 Kč
624 880 100 090	KA 0	90	100	1-2 týdny	133 Kč
624 880 100 110	KA 0	110	100	1-2 týdny	159 Kč
624 880 100 125	KA 0	125	100	1-2 týdny	195 Kč
624 880 100 150	KA 0	150	100	1-2 týdny	227 Kč
624 880 100 185	KA 0	185	100	1-2 týdny	335 Kč
624 880 100 240	KA 0	240	100	1-2 týdny	613 Kč
624 880 100 320	KA 0	320	100	3-4 týdny	957 Kč
624 880 101 055	KA 1	55	100	1-2 týdny	81 Kč
624 880 101 080	KA 1	80	100	1-2 týdny	115 Kč
624 880 101 090	KA 1	90	100	1-2 týdny	133 Kč
624 880 101 110	KA 1	110	100	1-2 týdny	159 Kč
624 880 101 125	KA 1	125	100	1-2 týdny	195 Kč
624 880 101 150	KA 1	150	100	1-2 týdny	234 Kč
624 880 101 185	KA 1	185	100	3-4 týdny	335 Kč
624 880 101 240	KA 1	240	100	1-2 týdny	613 Kč
624 880 101 320	KA 1	320	100	1-2 týdny	957 Kč
624 880 102 055	KA 2	55	100	1-2 týdny	81 Kč
624 880 102 080	KA 2	80	100	1-2 týdny	115 Kč
624 880 102 090	KA 2	90	100	3-4 týdny	133 Kč
624 880 102 110	KA 2	110	100	1-2 týdny	159 Kč
624 880 102 125	KA 2	125	100	1-2 týdny	195 Kč
624 880 102 150	KA 2	150	100	1-2 týdny	234 Kč
624 880 102 185	KA 2	185	100	1-2 týdny	335 Kč
624 880 102 240	KA 2	240	100	Na dotaz	613 Kč
624 880 102 320	KA 2	320	100	Na dotaz	957 Kč
624 880 103 055	KA 3	55	100	Na dotaz	81 Kč
624 880 103 080	KA 3	80	100	1-2 týdny	115 Kč
624 880 103 090	KA 3	90	100	3-4 týdny	133 Kč
624 880 103 110	KA 3	110	100	1-2 týdny	159 Kč
624 880 103 125	KA 3	125	100	1-2 týdny	195 Kč
624 880 103 150	KA 3	150	100	3-4 týdny	234 Kč
624 880 103 185	KA 3	185	100	Na dotaz	335 Kč

Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 880 103 240	KA 3	240	100	Na dotaz	613 Kč
624 880 103 320	KA 3	320	100	3-4 týdny	957 Kč
624 880 104 055	KA 4	55	100	1-2 týdny	81 Kč
624 880 104 080	KA 4	80	100	3-4 týdny	115 Kč
624 880 104 090	KA 4	90	100	1-2 týdny	133 Kč
624 880 104 110	KA 4	110	100	3-4 týdny	159 Kč
624 880 104 125	KA 4	125	100	1-2 týdny	195 Kč
624 880 104 150	KA 4	150	100	3-4 týdny	234 Kč
624 880 104 185	KA 4	185	100	1-2 týdny	335 Kč
624 880 104 240	KA 4	240	100	1-2 týdny	613 Kč
624 880 104 320	KA 4	320	100	1-2 týdny	957 Kč
624 880 105 055	KA 5	55	100	1-2 týdny	81 Kč
624 880 105 080	KA 5	80	100	Na dotaz	115 Kč
624 880 105 090	KA 5	90	100	1-2 týdny	133 Kč
624 880 105 110	KA 5	110	100	1-2 týdny	162 Kč
624 880 105 125	KA 5	125	100	3-4 týdny	195 Kč
624 880 105 150	KA 5	150	100	1-2 týdny	234 Kč
624 880 105 185	KA 5	185	100	3-4 týdny	335 Kč
624 880 105 240	KA 5	240	100	Na dotaz	613 Kč
624 880 105 320	KA 5	320	100	1-2 týdny	957 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, Papírny Perštejň

- materiál: bělená buničina
- hladký, mírně zpevněný za mokra
- plošná hmotnost: 80 g/m²
- obsah popela: < 0,5 %
- pro všeobecné použití



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 890 800 056	55	1000	1-2 týdny	302 Kč
624 890 800 071	70	1000	3-4 týdny	385 Kč

Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 890 800 091	90	1000	3-4 týdny	712 Kč
624 890 800 111	110	1000	3-4 týdny	795 Kč
624 890 800 126	125	1000	3-4 týdny	903 Kč
624 890 800 151	150	1000	1-2 týdny	1 337 Kč
624 890 800 186	185	1000	1-2 týdny	1 941 Kč
624 890 800 321	320	500	3-4 týdny	2 288 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, Munktell Ahlstrom

Výrobci a značky: Munktell Ahlstrom

- materiál: α-celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m²
- filtrační rychlost: 45 s/10 ml (středně rychlý průtok)
- záchyt částic: 5 - 8 μm
- nebezpečný
- použití: rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonnohořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého



Obj. číslo	Grade	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 633 205 055	292	55	100	1-2 týdny	187 Kč
140 633 205 070	292	70	100	Na dotaz	222 Kč
140 633 205 090	292	90	100	1-2 týdny	251 Kč
140 633 205 110	292	110	100	Na dotaz	323 Kč
140 633 205 125	292	125	100	Na dotaz	411 Kč
140 633 205 150	292	150	100	1-2 týdny	545 Kč
140 633 205 185	292	185	100	Na dotaz	667 Kč
140 633 205 240	292	240	100	Na dotaz	1 082 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 1, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 87 g/m²
- filtrační rychlost: středně rychlý průtok
- záchyt částic: 11 μm
- nezpevněný
- použití: běžné aplikace (např. čištění kapalin, separace sraženin jako je síran olovnatý, horký šťavelan vápenatý nebo uhličitán vápenatý, analýza půdy, testování osiva, školství atd.)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 001 055	55	100	Na dotaz	219 Kč
624 901 001 070	70	100	Na dotaz	238 Kč
624 901 001 090	90	100	Na dotaz	282 Kč
624 901 001 110	110	100	Na dotaz	350 Kč
624 901 001 125	125	100	Na dotaz	360 Kč
624 901 001 150	150	100	Na dotaz	515 Kč
624 901 001 185	185	100	Na dotaz	765 Kč
624 901 001 240	240	100	Na dotaz	1 239 Kč
624 901 001 320	320	100	Na dotaz	2 045 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 2, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 97 g/m²
- filtrační rychlost: pomalejší průtok
- záchyt částic: 8 μm
- nezpevněný
- použití: sledování znečišťujících látek v ovzduší, testování půd atd.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 002 055	55	100	Na dotaz	304 Kč
624 901 002 070	70	100	Na dotaz	335 Kč
624 901 002 090	90	100	Na dotaz	419 Kč

Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 002 110	110	100	Na dotaz	501 Kč
624 901 002 125	125	100	Na dotaz	634 Kč
624 901 002 150	150	100	Na dotaz	839 Kč
624 901 002 185	185	100	Na dotaz	1 198 Kč
624 901 002 240	240	100	Na dotaz	1 876 Kč
624 901 002 320	320	100	Na dotaz	3 151 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 3, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 185 g/m²
- filtrační rychlost: pomalý průtok
- záchyt částic: 6 µm
- nezpevněný
- dvojnásobná tloušťka oproti Grade 1 poskytuje zvýšenou pevnost za mokra
- použití: velmi vhodný do Büchnerových nálevek, vhodný pro přenos vzorků (vysoká absorpční schopnost)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 003 055	55	100	Na dotaz	423 Kč
624 901 003 070	70	100	Na dotaz	477 Kč
624 901 003 090	90	100	Na dotaz	638 Kč
624 901 003 110	110	100	Na dotaz	730 Kč
624 901 003 125	125	100	Na dotaz	971 Kč
624 901 003 150	150	100	Na dotaz	1 336 Kč
624 901 003 185	185	100	Na dotaz	1 757 Kč
624 901 003 240	240	100	Na dotaz	2 872 Kč
624 901 003 320	320	100	Na dotaz	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 4, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 92 g/m²
- filtrační rychlost: velmi rychlý průtok
- záchyt částic: 25 μm
- nezpevněný
- použití: rutinní čištění biologických vzorků a organických extraktů, dobrý záchyt velkých částic a gelovitých sraženin (hydroxid železitý a hlinitý), sledování znečištění ovzduší atd.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 004 055	55	100	Na dotaz	316 Kč
624 901 004 070	70	100	Na dotaz	340 Kč
624 901 004 090	90	100	Na dotaz	381 Kč
624 901 004 110	110	100	Na dotaz	506 Kč
624 901 004 125	125	100	Na dotaz	625 Kč
624 901 004 150	150	100	Na dotaz	856 Kč
624 901 004 185	185	100	Na dotaz	1 217 Kč
624 901 004 240	240	100	Na dotaz	1 854 Kč
624 901 004 320	320	100	Na dotaz	3 107 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 5, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: < 0,06 %
- plošná hmotnost: 100 g/m²
- filtrační rychlost: velmi pomalý průtok
- záchyt částic: 2,5 μm
- nezpevněný
- použití: čištění kalných suspenzí, analýza vod a půd, zachycení jemných sraženin při chemických analýzách (nejúčinnější kvalitativní papír pro záchyt jemných částic)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 005 055	55	100	Na dotaz	340 Kč
624 901 005 070	70	100	Na dotaz	344 Kč
624 901 005 090	90	100	Na dotaz	445 Kč
624 901 005 110	110	100	Na dotaz	559 Kč
624 901 005 125	125	100	Na dotaz	704 Kč
624 901 005 150	150	100	Na dotaz	934 Kč
624 901 005 185	185	100	Na dotaz	1 296 Kč
624 901 005 240	240	100	Na dotaz	2 040 Kč
624 901 005 320	320	100	Na dotaz	4 425 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, Grade 6, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: celulóza
- obsah popela: 0,15 %
- plošná hmotnost: 100 g/m²
- filtrační rychlost: velmi pomalý průtok
- záchyt částic: 3 μm
- nezpevněný
- použití: analýzy vody v kotlích (2x rychlejší než Grade 5 s téměř stejným záchytem částic)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 006 070	70	100	Na dotaz	344 Kč
624 901 006 090	90	100	Na dotaz	444 Kč
624 901 006 110	110	100	Na dotaz	543 Kč
624 901 006 125	125	100	Na dotaz	708 Kč
624 901 006 150	150	100	Na dotaz	946 Kč
624 901 006 185	185	100	Na dotaz	1 301 Kč
624 901 006 240	240	100	Na dotaz	2 041 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

■ materiál: celulóza



Vlastnosti a použití					
Typ	Plošná hmotnost [g/m ²]	Tloušťka [μm]	Filtrační rychlost dle Herzberga [s]	Záchyt částic [μm]	Popis a vhodné použití
595	68	150	80	4 - 7	tenký papír se středně rychlým průtokem pro běžné aplikace (např. zjišťování celkového obsahu tuků v potravinách, extrakce vzorků pro HPLC, v polarimetrii atd.)
597	85	180	140	4 - 7	pro rutinní aplikace v potravinářství (např. pro odstranění oxidu uhličitého a zákalu z piva, vína, moštu atd.)
598	140	320	50	8 - 10	hustý papír s vysokou zatížitelností, kombinuje střední zádržnost se střední až vysokou rychlostí filtrace
602h	84	160	375	< 2	hustý papír vhodný k zachycování velmi malých částic a k odstranění jemných sraženin, vhodný ke stanovení zbytkového cukru v pivovarnictví, spektra kyselosti, refraktometrické analýze a HPLC

Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 870 311 610	595	110	100	Na dotaz	394 Kč
624 870 311 611	595	125	100	Na dotaz	506 Kč
624 870 311 612	595	150	100	Na dotaz	580 Kč
624 870 311 807	597	55	100	Na dotaz	210 Kč
624 870 311 808	597	70	100	Na dotaz	271 Kč
624 870 311 809	597	90	100	Na dotaz	292 Kč
624 870 311 810	597	110	100	Na dotaz	404 Kč
624 870 311 811	597	125	100	Na dotaz	501 Kč
624 870 311 812	597	150	100	Na dotaz	687 Kč
624 870 311 814	597	185	100	Na dotaz	987 Kč
624 870 311 820	597	240	100	Na dotaz	1 586 Kč
624 870 311 822	597	320	100	Na dotaz	3 248 Kč
624 870 312 209	598	90	100	Na dotaz	325 Kč
624 870 312 611	602h	125	100	Na dotaz	715 Kč
624 870 312 612	602h	150	100	Na dotaz	1 040 Kč
624 870 312 614	602h	185	100	Na dotaz	1 515 Kč
624 870 312 620	602h	240	100	Na dotaz	2 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.