

Filtrační sestava Rocker pro vakuovou filtraci, borosilikátové sklo

Výrobci a značky: Rocker

Skleněné filtrační sestavy Rocker pro vakuovou filtraci obsahují nálevku o objemu 15 nebo 300 ml, nástavec s podložkou pro membránový filtr a nádobu na filtrát.

- objem nálevky: 15 nebo 300 ml
- nástavec s podložkou pro membránový filtr o \varnothing 25 nebo 47 mm (podložka ze skla⁽ⁱ⁾ nebo v podobě nerezového sítka⁽ⁱ⁾ s PTFE těsnicím kroužkem)
- připojení nálevky k nástavci pomocí svorky z eloxovaného hliníku
- připojení nástavce k nádobě na filtrát pomocí silikonové zátky nebo normalizovaného zábrusu NZ
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí hadicové olivky na nádobě na filtrát nebo na nástavci
- oblast použití: předběžná úprava vzorku, mikrobiologická analýza, běžná vakuová filtrace, odstraňování částic z rozpouštědel pro analytická stanovení a čištění roztoků, čištění a odplyňování rozpouštědel a směsí rozpouštědel pro HPLC, GC a AA...
- **informace k dodávce:** [membránové filtry](#) nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



i V naší nabídce najdete i **samostatné nálevky** s nástavcem pro membránový filtr, které neobsahují nádobu na filtrát. **Nálevka VF6** je kompatibilní s [manifoldy Rocker MultiVac série MS](#).

Technické údaje

Nálevka	Typ:	VF5	VF8	VF6	VF7	VF3
	Objem:	15 ml	15 ml	300 ml	300 ml	300 ml
	Materiál:	borosilikátové sklo				
	Podložka filtru:	sklo	nerezové sítko ⁽ⁱ⁾	sklo	nerezové sítko ⁽ⁱ⁾	sklo
	Průměr filtru:	25 mm	25 mm	47 mm	47 mm	47 mm
	Filtrační plocha:	2,2 cm ²	2,2 cm ²	9,6 cm ²	9,6 cm ²	9,6 cm ²
	Spojení s nástavcem pro filtr:	svorka z eloxovaného hliníku				
	Spojení s nádobou na filtrát:	silikonová zátka č. 5	silikonová zátka č. 5	silikonová zátka č. 8	silikonová zátka č. 8	normalizovaný zábrus
	Víčko:	ne	ne	ne	ne	ne
Nádoba na filtrát	Typ:	odsávací láhev	odsávací láhev	odsávací láhev	odsávací láhev	Erlenmeyerova baňka s NZ
	Objem:	125 ml	125 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml
	Materiál:	borosilikátové sklo				
	Olivka:	ano	ano	ano	ano	ne
Poznámka	-	-	včetně stabilizační podložky			

Skleněné filtrační sestavy Rocker pro vakuovou filtraci

Obj. číslo	Typ	Objem nálevky [ml]	Podložka filtru	Nádoba na filtrát	Dostupnost	Cena / sada
140 516 720 005	VF5	15	Sklo	125ml odsávací láhev	3-4 týdny	5 832 Kč
140 516 720 008	VF8	15	Nerezové sítko	125ml odsávací láhev	3-4 týdny	6 004 Kč
140 516 720 006	VF6	300	Sklo	1000ml odsávací láhev	3-4 týdny	9 520 Kč
140 516 720 007	VF7	300	Nerezové sítko	1000ml odsávací láhev	3-4 týdny	9 520 Kč
140 500 720 030	VF3	300	Sklo	1000ml Erlenmeyerova baňka s NZ	3-4 týdny	1 807 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné nálevky Rocker pro vakuovou filtraci

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 516 712 032	Skleněná 15ml nálevka Rocker VF5 s nástavcem se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 25 mm, včetně silikonové zátky č. 5 a svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	4 974 Kč
140 516 712 034	Skleněná 15ml nálevka Rocker VF8 s nástavcem s nerezovým sítkem pro membránový filtr o Ø 25 mm, včetně silikonové zátky č. 5 a svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	5 146 Kč
140 516 712 031	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF6 s nástavcem se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně silikonové zátky č. 8 a svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	6 690 Kč
140 516 712 033	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF7 s nástavcem s nerezovým sítkem pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně silikonové zátky č. 8 a svorky z eloxovaného hliníku	3-4 týdny	6 690 Kč
140 516 712 030	Skleněná 300ml nálevka Rocker VF3 s nástavcem s NZ se skleněnou podložkou pro membránový filtr o Ø 47 mm, včetně svorky z eloxovaného hliníku	6-8 týdnů	7 547 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Rocker-Glass-filter-sets-for-vacuum-filtration-EN.pdf](#)