

Fólie hliníková, alobal, kruhové výseky, Průměr [mm]: 125, Balení [ks]: 1000

- průměr 29, 80, 100, 120, 130 a 150 mm
- síla: 0,03 mm
- pro rychlé uzavření kádinek, hrdel Erlenmeyerových baněk, láhví atd.
- jednotlivé výseky jsou proloženy hedvábným papírem (nelepí se k sobě)
- **informace k dodávce:** kruhové výseky jsou dodávány v balení po 1000 ks



i V naší nabídce najdete i [čtvercové výseky z hliníkové fólie](#) nebo [hliníkovou fólii v roli](#).

Obj. číslo	Popis	Síla [mm]	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 696 870	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	29	1000	3-4 týdny	3 025 Kč
120 647 696 871	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	80	1000	3-4 týdny	1 879 Kč
120 647 696 872	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	100	1000	3-4 týdny	2 423 Kč
120 647 696 873	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	120	1000	3-4 týdny	2 983 Kč
120 647 696 874	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	130	1000	3-4 týdny	3 156 Kč
120 647 696 875	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	150	1000	3-4 týdny	3 984 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Alternativa Isolab

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 065 805 080	Hliníková fólie, kruhové výseky	80	1000	3-4 týdny	2 517 Kč
130 065 805 100	Hliníková fólie, kruhové výseky	100	1000	3-4 týdny	2 520 Kč
130 065 805 125	Hliníková fólie, kruhové výseky	125	1000	3-4 týdny	3 503 Kč
130 065 805 150	Hliníková fólie, kruhové výseky	150	1000	3-4 týdny	3 525 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.