

HLAVY DESTILAČNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Hlavy destilační

Hlava destilační pro odběr refluxu, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 14/23 nebo 29/32, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť, pro teploměr
- kohout



Obj. číslo	Kat. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Dostupnost	Cena / ks
632 441 242 050	8736/14/23	2x 14/23	14/23	Kontaktujte nás	
632 441 242 080	8736/29/32	2x 29/32	14/23	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hlava destilační na malá množství, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- 2x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ jádro
- 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť, pro teploměr
- kohouty



Obj. číslo	Kat. číslo	NZ jádro	NZ plášť pro teploměr	Dostupnost	Cena / ks
632 441 246 050	8739/14/23	2x 14/23	14/23	1-2 týdny	9 211 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.