

Hustoměr laboratorní na mléko, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 1015 - 1025 nebo 1025 - 1035 kg/m³
- dělení stupnice: 0,5 kg/m³
- délka: 320 mm
- s teploměrem (rozsah 10 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



i Laboratorní hustoměry na mléko podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím listem.

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H331050105	1015 - 1025	0,5	320	S ověřovacím listem	4-6 týdnů	6 726 Kč
H331050205	1025 - 1035	0,5	320	S ověřovacím listem	4-6 týdnů	6 726 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.