

## INDIKÁTORY PRO HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sterilizátory horkovzdušné > Indikátory pro horkovzdušné sterilizátory

### Indikátor pro horkovzdušnou sterilizaci

- typ: lepicí páska s indikátorem horkovzdušné sterilizace
- změna barvy ze světle zelené na hnědou (při 160 °C po 60 minutách, při 180 °C po 30 minutách)
- volitelné příslušenství: stabilní stojánek pro jednoduché řezání pásky (objednává se samostatně)



Obj. číslo	Typ	Šířka [mm]	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
420 957 855 192	Lepicí páska	19	55	Skladem, do 1 týdne	718 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
420 957 855 193 1	Stojánek na lepicí pásku s indikátorem horkovzdušné sterilizace	2-3 týdny	424 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*