

## INDIKÁTORY PRO PARNÍ STERILIZÁTORY

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sterilizátory parní (autoklávy) > Indikátory pro parní sterilizátory

### Indikátor pro parní sterilizaci

- typ: lepicí páska s indikátorem parní sterilizace
- změna barvy ze světle béžové na tmavě hnědou (při 120 °C po 20 minutách, při 135 °C po 7 minutách)
- volitelné příslušenství: stabilní stojánek pro jednoduché řezání pásky (objednává se samostatně)



Obj. číslo	Typ	Šířka [mm]	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
420 957 855 191	Lepicí páska	18	55	2-3 týdny	320 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
420 957 855 193 2	Stojánek na lepicí pásku s indikátorem parní sterilizace	2-3 týdny	424 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*