

Inkubátor ArgoLab ICF, s ventilátorem

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICF jsou jednoduché ekonomické přístroje s nucenou cirkulací vzduchu v komoře. Ventilátor je nastavitelný ve třech úrovních a zaručuje dokonalou výměnu vzduchu a homogenitu teploty v každé části komory. Inkubátory jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICF:



- 4 velikosti komory (užitný objem 55, 120, 200 nebo 400 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 80 °C
- možnost rychlé **sterilizace komory** při teplotě 130 °C (max. 10 minut)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 - 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - víceokrový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač (možnost odloženého startu), akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
 - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
 - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, plně vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)



Přístroje lze vybavit průchodkami o Ø 25 nebo 50 mm. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek a je nutno ho specifikovat již při objednání přístroje. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje				
Typ	ICF 55	ICF 120	ICF 200	ICF 400
Objem	55 l	120 l	200 l	400 l

Počet vnějších dveří		1			2	
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 80 °C				
	Rozlišení:	0,1 °C				
	Homogenita při 37 °C:	±0,3 °C	±0,4 °C	±0,4 °C	±0,5 °C	
Doba ustálení na teplotu 37 °C		30 minut	40 minut	45 minut	55 minut	
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9	3/10	
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm				
Max. zatížení police		20 kg				
Rozměry	Vnitřní:	400 x 350 x 415 mm	520 x 435 x 530 mm	645 x 495 x 650 mm	1000 x 500 x 800 mm	
	Vnější:	690 x 620 x 650 mm	810 x 760 x 750 mm	945 x 825 x 870 mm	1285 x 820 x 1060 mm	
Hmotnost		56 kg	74 kg	103 kg	160 kg	
Napájení		220/240 V, 50 Hz				

Inkubátory ICF s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 802	ICF 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	44 958 Kč
408 864 120 812	ICF 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	54 758 Kč
408 864 120 822	ICF 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	75 093 Kč
408 864 120 832	ICF 400 Plus	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	98 245 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICF s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 902	ICF 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	55 248 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 912	ICF 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	64 558 Kč
408 864 120 922	ICF 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	84 770 Kč
408 864 120 932	ICF 400 Super	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	111 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.