

## Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, stolní

Narozeninová akce

Sleva 20 %

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Sleva platí do 9. 7. 2026


Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře a dvěma typy regulátorů. Poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích.



### Základní charakteristika stolních inkubátorů ICN:

- 2 velikosti komory (užitný objem 16 nebo 35 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
  - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
  - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
  - vícekrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
  - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
  - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, dveře s oknem z dvojitého skla, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 2 drátěné police a USB flash disk; další drátěné police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje		
Typ	ICN 16	ICN 35
Objem	16 l	35 l

Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Homogenita při 37 °C:	±0,4 °C	
Doba ustálení na teplotu 37 °C		18 minut	22 minut
Počet polic (standard/max)		2/3	2/5
Minimální vzdálenost mezi policemi		25 mm	30 mm
Max. zatížení police		5 kg	7,5 kg
Rozměry	Vnitřní:	270 x 255 x 230 mm	360 x 320 x 300 mm
	Vnější:	530 x 450 x 370 mm	620 x 510 x 440 mm
Hmotnost		23 kg	33 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz	
 V naší nabídce najdete i <a href="#">velkoobjemové inkubátory ICN</a> .			

### Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 002	ICN 16 Plus	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	21 315 Kč <b>17 052 Kč</b>
408 864 121 012	ICN 35 Plus	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	24 451 Kč <b>19 561 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 302	ICN 16 Super	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	30 503 Kč <b>24 402 Kč</b>
408 864 121 312	ICN 35 Super	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	35 893 Kč <b>28 714 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*