

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, velkoobjemový

Výrobci a značky: Giorgio Bormac


Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře (bez zabudovaného ventilátoru). Používají se pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICN:



- 3 velikosti komory (užitný objem 55, 120 nebo 200 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - vícekrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
 - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a paměť pro až 2 000 dat
 - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a paměť pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, jednokřídlé plné vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

| Technické údaje | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Typ | ICN 55 | ICN 120 | ICN 200 |
| Objem | 55 l | 120 l | 200 l |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Teplota | Rozsah: | +5 nad teplotou okolí až 70 °C | | |
| | Rozlišení: | 0,1 °C | | |
| | Homogenita při 37 °C: | ±0,5 °C | | |
| Doba ustálení na teplotu 37 °C | | 25 minut | 30 minut | 35 minut |
| Počet polic (standard/max) | | 2/5 | 3/7 | 3/9 |
| Minimální vzdálenost mezi policemi | | 50 mm | | |
| Max. zatížení police | | 10 kg | | |
| Rozměry | Vnitřní: | 400 x 385 x 360 mm | 520 x 500 x 460 mm | 610 x 575 x 600 mm |
| | Vnější: | 660 x 600 x 500 mm | 780 x 700 x 610 mm | 875 x 760 x 755 mm |
| Hmotnost | | 42 kg | 61 kg | 77 kg |
| Napájení | | 220/240 V, 50 Hz | | |
|  V naší nabídce najdete i maloobjemové stolní inkubátory ICN . | | | | |

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Drátěná police [ks] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 408 864 121 022 | ICN 55 Plus | 55 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 2 | 3-4 týdny | 36 015 Kč |
| 408 864 121 032 | ICN 120 Plus | 120 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 3 | 3-4 týdny | 44 345 Kč |
| 408 864 121 042 | ICN 200 Plus | 200 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 3 | 3-4 týdny | 67 498 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Drátěná police [ks] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 408 864 121 322 | ICN 55 Super | 55 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 2 | 3-4 týdny | 46 795 Kč |
| 408 864 121 332 | ICN 120 Super | 120 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 3 | 3-4 týdny | 53 778 Kč |
| 408 864 121 342 | ICN 200 Super | 200 | +5 nad teplotou okolí až 70 | 3 | 3-4 týdny | 75 338 Kč |

