

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, velkoobjemový

Výrobci a značky: Giorgio Bormac


Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře (bez zabudovaného ventilátoru). Používají se pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICN:



- 3 velikosti komory (užitný objem 55, 120 nebo 200 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 - 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - víceokrový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
 - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
 - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, jednokřídlé plně vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje			
Typ	ICN 55	ICN 120	ICN 200
Objem	55 l	120 l	200 l

Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Homogenita při 37 °C:	±0,5 °C		
Doba ustálení na teplotu 37 °C		25 minut	30 minut	35 minut
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm		
Max. zatížení police		10 kg		
Rozměry	Vnitřní:	400 x 385 x 360 mm	520 x 500 x 460 mm	610 x 575 x 600 mm
	Vnější:	660 x 600 x 500 mm	780 x 700 x 610 mm	875 x 760 x 755 mm
Hmotnost		42 kg	61 kg	77 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz		
 V naší nabídce najdete i maloobjemové stolní inkubátory ICN .				

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 022	ICN 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	36 015 Kč
408 864 121 032	ICN 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	44 345 Kč
408 864 121 042	ICN 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	67 498 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 322	ICN 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	46 795 Kč
408 864 121 332	ICN 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	53 778 Kč
408 864 121 342	ICN 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	75 338 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.