

Inkubátor Binder Avantgarde.Line, série BD

Výrobci a značky: Binder

Inkubátory Avantgarde.Line poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur. Systém předehřívání komory APT.Line zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře. Série BD nabízí 4 modely s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře, intuitivním ovládáním, nerezovou vnitřní komorou a ergonomickým systémem otevírání dveří.



Základní charakteristika inkubátorů Binder BD s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře:

- jednoduché ovládání, přehledný dvouřádkový LCD displej
- systém předehřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- rychlá sterilizace komory (při teplotě 100 °C)
- elektromechanické ovládání výfukové klapky
- tepelné jištění třídy 3.1 s vizuálním alarmem
- rozhraní USB
- moderní design, vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- široká nabídka volitelného příslušenství a vybavení (je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná), jedná se o vybavení za příplatek – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)

| Technické údaje | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Typ | BD 56 | BD 115 | BD 260 | BD 720 |
| Objem [l] | 57 | 112 | 253 | 737 |
| Teplotní rozsah [°C] | od +5 nad teplotou okolí do 100 | | | |
| Počet polic (standard/max) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
| Max. zatížení police [kg] | 30 | | 40 | 45 |
| Povolené celkové zatížení [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 |
| Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 420 x 360 x 380 | 530 x 510 x 420 | 760 x 610 x 545 | 1280 x 960 x 600 |
| Vnější rozměry ⁽¹⁾ (v x š x h) [mm] | 625 x 560 x 565 | 705 x 710 x 605 | 940 x 810 x 760 | 1590 x 1165 x 870 |
| Hmotnost [kg] | 40 | 57 | 83 | 170 |
| Počet vnějších dveří | 1 | | | 2 |
| Stohovatelné | ano | | ne | |
| Kolečka | ne | | | ano |

Napájení [V]

230



Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|-----------|------------|------------|
| 408 130 910 323 | BD 56 | 57 | 2-3 týdny | 40 488 Kč |
| 408 130 910 325 | BD 115 | 112 | 2-3 týdny | 54 504 Kč |
| 408 130 910 329 | BD 260 | 253 | 2-3 týdny | 92 304 Kč |
| 408 130 910 331 | BD 720 | 737 | 2-3 týdny | 179 520 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-56-EN.pdf
- Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-115-EN.pdf
- Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-260-EN.pdf
- Data-Sheet-Binder-Incubator-BD-720-EN.pdf