

Inkubátor Binder B 28

Výrobci a značky: Binder

Ekonomický model malého inkubátoru s mechanickým ovládáním.

Základní charakteristika inkubátoru B 28:

- otočný spínač analogové regulace s nastavením teploty 30 až 70 °C
- analogový teploměr pro zobrazení teploty uvnitř komory
- vnitřní skleněné dveře
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)




Technické údaje	
Teplotní rozsah [°C]	30 - 70
Objem [l]	28
Počet polic (standard/max)	2/4
Max. zatížení police [kg]	10
Povolené celkové zatížení [kg]	25
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	280 x 400 x 250
Vnější rozměry ⁽¹⁾ (v x š x h) [mm]	405 x 580 x 425
Hmotnost [kg]	23
Napájení [V]	230
<p>i <i>Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.</i></p>	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 119 300 280	B 28	28	3-4 týdny	31 824 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Binder-Incubator-B-28-EN.pdf