

Inkubátor chlazený ArgoLab IC 150 R, s ventilátorem

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátor ArgoLab IC 150 R s kompresorovým chlazením a nucenou cirkulací vzduchu v komoře je vhodný pro širokou škálu aplikací. Je ideální volbou pro vědecké, průmyslové i výzkumné laboratoře, které vyžadují maximální přesnost a komfort obsluhy. Přístroj umožňuje víceetapové programování a konfigurace teplotních ramp pro složité cykly.



Základní charakteristika chlazeného inkubátoru IC 150 R:

- 7" barevný dotykový displej se zobrazením všech provozních parametrů
- 3úrovňová správa uživatelů
- časovač s funkcí odloženého startu
- možnost nastavení teplotních ramp a jejich grafického zobrazení
- pracovní režimy:
 - jednokrokový základní program (teplota, čas, rychlost ventilátoru)
 - uživatelské nastavení až 8 programů po 8 krocích
- paměť pro až 200 000 záznamů
- historie alarmů
- rozhraní USB pod displejem (připojením USB flash disku proběhne stažení dat ve formátu CSV nebo PDF)
- možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- užitečný objem 150 l
- teplotní rozsah 0 až 60 °C, chlazení pomocí kompresoru
- nucená cirkulace vzduchu v komoře, možnost nastavení otáček ventilátoru (50, 75 nebo 100 %)
- vnitřní komora z nerezové oceli, snadné čištění (zaoblené rohy, lehké vyjmutí polic i bočnic)
- vnější dveře s pozorovacím oknem s integrovaným vnitřním LED osvětlením
- průchodka o Ø 25 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla na boční straně (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- odtoková miska na kondenzát ve spodní části (umístěná z vnějšku)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (dle DIN 12880)
- vyhovuje 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 3 drátěné police a USB flash disk
 - další police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje

Objem

150 l

Teplota	Rozsah:	0 – 60 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Kolísání teploty při 25 °C:	±0,1 °C
	Homogenita teploty při 25 °C:	±0,5 °C
Chlazení		kompresorem
Chladivo		R1234ze (GWP 7)
Časovač		1 min – 99 h 59 min nebo trvalý chod
Počet polic (standard/max)		3/9
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm
Max. zatížení police		10 kg
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	500 x 360 x 800 mm
	Vnější:	650 x 620 x 1350 mm
Hmotnost		100 kg
Příkon		1,1 kW
Napájení		230 V, 50/60 Hz

Chlazený inkubátor IC 150 R

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 512	IC 150 R	150	0 – 60	3	3-4 týdny	100 205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Drátěná police

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 864 111 562	Police drátěná	3-4 týdny	3 626 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Compressor-cooled-incubator-IC-150-R-EN.pdf