

Inkubátor chlazený ArgoLab IC 50 P, s Peltierovými články

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

ArgoLab IC 50-P je spolehlivý, energeticky úsporný a kompaktní chlazený inkubátor. Je ideální volbou pro vědecké, průmyslové i výzkumné laboratoře, které vyžadují maximální přesnost a komfort obsluhy. Přístroj umožňuje vícekrokové programování a konfigurace teplotních ramp pro složité cykly.



Základní charakteristika chlazeného inkubátoru IC 50 P:

- 7" barevný dotykový displej se zobrazením všech provozních parametrů
- 3úrovňová správa uživatelů
- časovač s funkcí odloženého startu
- možnost nastavení teplotních ramp a jejich grafického zobrazení
- pracovní režimy:
 - jednokrokový základní program
 - uživatelské nastavení až 8 programů po 8 krocích
- paměť pro až 200 000 záznamů
- rozhraní USB pod displejem (připojením USB flash disku proběhne stažení dat ve formátu CSV nebo PDF)
- možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- užitečný objem 50 l
- teplotní rozsah minimálně 20 °C pod teplotou okolí až 60 °C
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- vnitřní komora z nerezové oceli, plné vnější a skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 25 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (zaoblené rohy, lehké vyjmutí polic i bočnic)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (dle DIN 12880)
- vyhovuje 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 2 drátěné police a USB flash disk
 - další police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje

Objem

50 l

Teplota	Rozsah:	5 – 60 °C (nejméně o 20 °C nižší než okolní teplota)
	Rozlišení:	0,1 °C
	Kolísání teploty při 25 °C:	±0,1 °C
	Homogenita teploty při 25 °C:	±0,5 °C
Časovač		1 min – 99 h 59 min nebo trvalý chod
Počet polic (standard/max)		2/5
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm
Max. zatížení police		10 kg
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	340 x 335 x 440 mm
	Vnější:	600 x 700 x 590 mm
Hmotnost		58 kg
Příkon		500 W
Napájení		230 V, 50/60 Hz

Chlazený inkubátor IC 50 P s Peltierovými články

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 122 402	IC 50 P	50	min. 20 pod teplotou okolí až 60	2	3-4 týdny	85 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Drátěná police

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 864 111 572	Police drátěná	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Peltier-cooled-incubator-IC50P-EN.pdf