

## Inkubátor IKA INC 125 F digital, s ventilátorem

Výrobci a značky: IKA

Inkubátory IKA INC 125 F poskytují optimální podmínky pro inkubace buněčných kultur. Intuitivní ovládání a přehledné zobrazení nastavených hodnot včetně pozice výfukové klapky poskytují vysoký komfort obsluhy. Svě uplatnění najdou ve všech biologických, mikrobiologických, výzkumných i vývojových laboratořích.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



### Základní charakteristika inkubátoru IKA INC 125 F digital:

- intuitivní ovládání, dobře čitelný LCD displej (přehledné zobrazení teploty a času, nastavení ventilátoru nebo výfukové klapky, vizuální alarm při překročení nastavených hodnot), zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- vnitřní objem: 125 l
- teplotní rozsah: +8 nad teplotou okolí až 100 °C
- systém nucené cirkulace a předeřívání vzduchu v komoře pro homogenní rozložení teploty
- časovač, automatický časovač (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
- možnost nastavení rychlosti ventilátoru od 0 do 100 %
- elektronické ovládání výfukové klapky
- krátký obnovovací čas v případě otevření dveří
- program sterilizace komory (100/120 °C)
- tepelné jištění dle DIN 12880 TB třída 1
- rozhraní USB pro připojení k PC (možnost ovládání přístroje a automatizace procesu pomocí software Labworldsoft - není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- vnitřní komora z nerezové oceli, kvalitní izolace, vnitřní skleněné dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 172°), plně vnější dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 180°)
- snadné čištění (jednoduché vyjmutí polic)
- volitelné vybavení za příplatek (nutno specifikovat již při objednání přístroje): závěs dveří vlevo, zámek vnějších dveří
- podrobnější technické informace naleznete v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 drátěné pochromované police a USB kabel

| Technické údaje                |                   |                                 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Typ                            | INC 125 F digital |                                 |
| Objem                          | 125 l             |                                 |
| Teplota                        | Rozsah            | +8 nad teplotou okolí až 100 °C |
|                                | Rozlišení         | 0,1 °C                          |
|                                | Stabilita         | ±0,3 °C                         |
| Doba ustálení na teplotu 37 °C | 8 min             |                                 |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Topný výkon                | 750 W  |   |
| Časovač                    | formát hod/min/s nebo den/hod/min, max. 99 dnů 23 hodin 59 minut |   |
| Počet polic (standard/max) | 2/6  |   |
| Max. zatížení police       | 20 kg  |   |
| Povolené celkové zatížení  | 120 kg   |   |
| Rozměry                    | Vnitřní (š x v x h)  | 550 x 550 x 415 mm                              |
|                            | Vnější (š x v x h)   | 700 x 720 x 705 mm (hloubka včetně madla dveří) |
| Hmotnost                   | 60 kg  |   |
| Stohovatelný               | ano (stohovací sada se objednává samostatně)                     |   |
| Provozní podmínky          | teplota okolí: 15 - 32 °C, relativní vlhkost: max. 80 %          |   |
| Příkon                     | 800 W  |   |
| Napájení                   | 220 - 240 V / 50/60 Hz   |   |
| Krytí                      | IP20   |   |

### Inkubátor INC 125 F digital

| Obj. číslo      | Typ               | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C]         | Drátěná police [ks] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 408 482 117 172 | INC 125 F digital | 125       | +8 nad teplotou okolí až 100 | 2                   | 2-3 týdny  | 55 640 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Police


| Obj. číslo      | Typ       | Popis   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|---|------------|-----------|
| 408 482 024 935 | IO T 1.00 | Police drátěná pochromovaná, max. nosnost 30 kg | 2-3 týdny  | 4 165 Kč  |
| 408 482 007 600 | IO T 1.10 | Police drátěná zesílená, max. nosnost 60 kg     | 2-3 týdny  | 7 301 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


### Volitelné příslušenství: Stohovací sada a podstavce s kolečky

| Obj. číslo      | Typ       | Popis                     | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|
| 408 482 118 147 | IO S 2.10 | Stohovací sada            | 2-3 týdny  | 1 678 Kč  |
| 408 482 007 601 | IO F 1.10 | Podstavec s kolečky       | 2-3 týdny  | 25 848 Kč |
| 408 482 007 602 | IO B 1.10 | Podstavec s kolečky (box) | 2-3 týdny  | 29 621 Kč |

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Incubator-INC-125-F-digital-EN.pdf

### Video k produktu

 Inkubátory a třepací inkubátory IKA INC 125 F a FS digital